

# POCHES ET KITS DE LAVEMENT

USAGE UNIQUE

## RÉF : AC-CONEM02

### Composition du kit :

- > Poche :  
PVC à usage médical  
Souple et translucide avec indicateur de capacité sérigraphié  
Capacité 1500ml Graduée 500ml/1000ml/1500ml  
Orifice de remplissage fermé  
Anse de fixation pour une suspension ferme et sûre

### SANS PHTALATE

- > Tubulure :  
PVC à usage médical  
Souple et translucide  
Longueur : 145 cm

- > Sonde rectale :  
Intégrée Prélubrifiée  
Embout distal ouvert non traumatique avec perforation latérale  
Diamètre extérieur : 6,5 mm  
Clamp en plastique

- > Champ :  
Champ imperméable 41cm x 45 cm

 **CONDITIONNEMENT : 50 UNITÉS**




Pas d'écoulement depuis l'orifice de remplissage même dans des conditions extrêmes.  
*Étanchéité de la poche testée avec une eau colorée.*



# POCHES ET KITS DE LAVEMENT

USAGE UNIQUE



## POCHE DE LAVEMENT

/ NON STÉRILE

| RÉF PRODUIT | DESSCRIPTIF  | CONDITIONNEMENT |
|-------------|--|-----------------|
| AC-PR21424  | POCHES DE LAVEMENT SOUPLE DE 2,5L - BOUCHON FAÇADE - TUBULURE DE 1,7M AVEC CLAMP                                       | 80 UNITÉS       |
| AC-PR21542  | POCHES DE LAVEMENT SOUPLE DE 2L - BOUCHON VISSÉ SUR LE HAUT - TUBULURE DE 1,5M AVEC CLAMP + LIVRÉE AVEC UNE CANULE PVC | 50 UNITÉS       |

## KIT DE LAVEMENT

/ NON STÉRILE

| RÉF PRODUIT | DESSCRIPTIF  | CONDITIONNEMENT |
|-------------|--|-----------------|
| AC-PR21424C | KIT DE LAVEMENT AVEC UNE POCHE SOUPLE DE 2,5L - BOUCHON FAÇADE - TUBULURE DE 1,7M AVEC CLAMP + LIVRÉE AVEC UNE CANULE (REF : MMA-900-0137) | 50 UNITÉS       |

