

CATALOGUE

PRODUITS - SOLUTIONS



HOUSES DE PROTECTION
 PETITS DISPOSITIFS MÉDICAUX - STÉRILE
 NAVIGATION CHIRURGICALE

FABRIQUÉ EN
 FRANCE


TRANSFERT PATIENT - ACCESSOIRES DE BLOCS
 ACCESSOIRES D'IMAGERIE - CONFORT PATIENT
 PETIT MOBILIER



“ Depuis plus de 30 ans, notre volonté est celle d’assurer la sécurité des patients et des utilisateurs des Établissements de Santé par la mise à disposition de nos dispositifs médicaux conformes à la réglementation tant ceux que nous fabriquons que ceux que nous distribuons.

En France, 6 à 7 % des hospitalisations sont compliquées par une infection nosocomiale plus ou moins grave, soit environ 750.000 cas sur les 15 millions d’hospitalisations annuelles. Face à cela, la seule réponse possible est celle d’être un partenaire fiable. ”

Brigitte Rubel, Présidente CG MEDICAL



STÉRILE

HOUSES DE PROTECTION



BACS DE DÉCONTAMINATION P.16



HOUSSE O-ARM P.16



SCANNER P.16



CÂBLES ET CAMÉRAS P.17



AMPLIFICATEURS DE BRILLANCE ET ARCEAUX P.18



MICROSCOPES P.20



SONDES D'ÉCHOGRAPHIE P.21



SONDES POUR ETO P.23



STOCKAGE DES FIBROSCOPES ENDOSCOPIQUES P.23



CASSETTES RADIOLOGIQUES P.24




RÉCUPÉRATION DES INSTRUMENTS P.24



HOUSES DE PÉRIPHÉRIQUES P.25

PETITS DISPOSITIFS MÉDICAUX-STÉRILES



BOITES AIMANTÉES POUR AIGUILLES ET LAMES P.26




CRAYONS DERMATOGRAPHIQUES P.27



GARROTS DOIGTS ET ORTEILS P.28



MANCHONS POUR ÉCLAIRAGE OPÉRATOIRE P.29



GRATTOIR À BISTOURIS P.30



SOLUTION ANTIBUÉE DR FOG P.30

NAVIGATION CHIRURGICALE



PLATEAU DÉPOSE BISTOURIS P.30



GEL ÉCHOGRAPHIQUE P.30



SPHÈRES P.32



POINTEUR P.32



ÉTOILE DE RÉFÉRENCE P.32



AIGUILLES DE BIOPSIE P.33



KIT D'ACCÈS CHIRURGICAL P.33



MARQUEURS P.33

NON STÉRILE

ACCESSOIRES D'IMAGERIE



DRAINAGE DES SELLES P.35



POCHES ET KITS P.36



CANULES P.37



BASSIN DE GONFLAGE P.37



MARQUEURS RADIO-OPAQUES P.37

TOUS LES PRODUITS EN UN CLIN D'OEIL

SOMMAIRE



STOCKAGE DES
FIBROSCOPES
ENDOSCOPES
P.38



CASSETTES
RADIOLOGIQUES
P.38



PIÈCES À MORDRE
PANORAMIQUES
DENTAIRES
P.38



SONDES
D'ÉCHOGRAPHIE
P.39



PÉDALES DE
BISTOURI
P.40



HOUSSES DE
PÉRIPHÉRIQUES
P.40



PLANCHES DE
TRANSFERT
P.40




HOUSSES DE
PROTECTION
DIVERSES
P.41



HOUSSES DE
PROTECTION
BALLON
P.41



GARROTS PLATS
P.41



LUNETTES DE
PROTECTION
ET MASQUES
ANTI PROJECTIONS
P.42



TAPIS DE SOL
ABSORBANT
P.44



SYSTÈME
D'ASPIRATION
P.44



MATELAS DE
TRANSFERT ET
RADIOLOGIE
P.45



PLANCHES DE
TRANSFERT
P.46



PIÈCES DE
RECHANGE
P.46



SUPPORT MURAL
P.46



SACS DE SABLE
EN PVC
P.47



SANGLES DE
MAINTIEN
P.47



GÉLOSES
ANTI-ESCARRES
P.48



ACCESSOIRES DE
POSITIONNEMENT
MOUSSE ET
MICROBILLES
P.54



SIÈGES MÉDICAUX
P.56

HOUSSES DE
PROTECTION

ACCESSOIRES
DE BLOC

TRANSFERT
PATIENT

CONFORT
PATIENT

PETIT
MOBILIER

NON STÉRILE

FABRICANT

C'est en 1990 que CG MEDICAL a été créé par des professionnels du domaine médical dans le but de lutter contre les maladies nosocomiales. **Implantée en plein cœur du Beaujolais** CG MEDICAL met son savoir-faire à disposition des Etablissements de Santé au travers d'une vaste gamme de dispositifs médicaux Made in France.

Nous sommes équipés d'une **salle blanche classée ISO8**, autrement dit à air conditionné, dans laquelle nos opératrices préparent avec minutie des produits de qualité parfaitement adaptés aux usages médicaux.



ASSEMBLEUR

Au cœur de l'industrie médicale, CG MEDICAL se démarque également en tant qu'assembleur. Notre expertise repose sur la précision technique, offrant **des solutions sur mesure** pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels de la santé. Grâce à des normes de qualité rigoureuses, nous garantissons la fiabilité et la sécurité de chaque équipement médical que nous assemblons.

IMPORTATEUR

CG MEDICAL se positionne en tant qu'importateur spécialisé dans le domaine du matériel médical. Notre engagement réside dans la sélection méticuleuse des **équipements de pointe en provenance du monde entier**. En choisissant CG MEDICAL, vous optez pour l'accès rapide et fiable à des **technologies médicales de qualité**, contribuant ainsi à l'efficacité et à l'innovation dans le secteur de la santé.



DISTRIBUTEUR

CG MEDICAL se distingue en tant que distributeur de premier plan pour le matériel médical. Nous mettons à votre disposition une sélection soigneusement choisie de produits de qualité supérieure, assurant ainsi **des solutions fiables et innovantes** pour répondre aux exigences croissantes du secteur de la santé.

UNE ENTREPRISE RESPONSABLE



Chez CG MEDICAL, nous mettons la sécurité de nos patients au cœur de tout ce que nous faisons. Nous sommes fiers d'annoncer que notre entreprise est **entièrement conforme au règlement (UE) 2017/745, attesté par l'évaluation rigoureuse menée par GMED.** Vous pouvez avoir confiance en nos produits et en notre engagement envers les normes de qualité de l'Union Européenne. Faites le choix de la sécurité avec CG MEDICAL.

The image shows a blue hexagon with a white globe background. The text 'Medical Device Regulation' is written in white and yellow. This hexagon is part of the same vertical stack of five hexagons on the left side of the page.

**Medical
Device
Regulation**

CG MEDICAL est **certifié pour le marquage CE selon le Règlement UE 2017/745 (RDM ou MDR) pour l'ensemble de ses dispositifs médicaux.**

Cette certification est l'aboutissement d'un travail de longue haleine où toute l'équipe de CG MEDICAL a su rester soudée et déterminée pour franchir ce cap important dans l'évolution et le développement de la société.

DÉMARCHE PROJET ÉCO-RESPONSABLE

L'implication de CG MEDICAL dans le développement durable a été récompensée par l'**indice Vert 2023 de la CAHPP** avec l'obtention de **Label Vert A++**



INDICE VERT 2023


A++

CG MEDICAL

L'obtention du Label Vert A++ de la CAHPP est une reconnaissance de nos efforts constants visant à **promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement dans le secteur médical.**

Cette distinction témoigne de notre détermination à **contribuer à un avenir plus durable et responsable.** Nous considérons cette réussite comme une source d'inspiration et nous sommes plus que jamais déterminés à continuer d'innover et à œuvrer pour la planète.

DÉMARCHE PROJET SUR-MESURE



1. ANALYSE DU BESOIN

Nous vous accompagnons dans votre quotidien afin de définir votre besoin selon les protocoles en place et la réglementation en vigueur.

2. PROPOSITION D'UNE SOLUTION

Nous travaillons sur une réalisation sur-mesure en prenant en compte le cahier des charges élaboré ensemble.

3. VALIDATION DU PROJET

Nous vous présentons un prototype afin de le tester et le valider.

4. SUIVI DE PROJET

Votre interlocuteur unique vous accompagne jusqu'à votre totale satisfaction.

DÉMARCHE PROJET RÉALISATIONS



HOUSSE STÉRILE O-ARM

LE BESOIN DU CLIENT

Résistance
Dimensions adaptées
Une certification médicale

SOLUTION CG

Réalisation d'une housse de protection stérile en polyéthylène à usage unique pour système d'imagerie O-ARM de Medtronic®.

HOUSSES PIPAC

LE BESOIN DU CLIENT

Housse permettant d'isoler le patient pendant le traitement (chimiothérapie pressurisée par aérosols)
Augmenter la sécurité du personnel soignant

SOLUTION CG

Réalisation d'une housse stérile spécifique.
Dimensions hors normes pour épouser la table d'opération
Réalisation de la certification



MATELAS DE RADIOLOGIE

LE BESOIN DU CLIENT

Matelas radiotransparent M1
Dimensions sur-mesure
100% décontaminable
Confort du patient

SOLUTION CG

Choix d'un tissu aux normes médicales
PVC haute résistance
Système de fermeture sans zip
Mousse à mémoire de forme

HOUSSE UNIVERSELLE DE SCANNER

LE BESOIN DU CLIENT

Housse stérile en radiologie interventionnelle

SOLUTION CG

Housse stérile spécifique qui épouse les contours du scanner
Réalisation de la certification



FOCUS PRODUIT

HOUSSE D'ISOLEMENT

POUR INTERVENTIONS PIPAC

⊕ OPTIMISATION DU TRAITEMENT

Le confinement induit des bénéfices immédiats au patient.



FABRIQUÉ EN
FRANCE



⊕ FACILITÉ DE MISE EN PLACE

⊕ SÉCURITÉ DE L'ENVIRONNEMENT DES SOIGNANTS

Le principe du confinement du patient permet de diminuer les risques de contamination de l'environnement de la salle opératoire.

⊕ SUR-MESURE

CG MEDICAL a développé conjointement avec un centre anti-cancer cette housse innovante.

FOCUS PRODUIT

HOUSSE UNIVERSELLE DE SCANNER DISPOSITIF MÉDICAL STÉRILE

+ SOLUTION ÉCONOMIQUE

Suppression du nettoyage et de la désinfection

> GAIN DE TEMPS

+ SUR-MESURE

CG MEDICAL a développé conjointement cette housse avec les hôpitaux.

La prise en compte de leurs contraintes a permis de réaliser ce produit sur-mesure.




+ FABRICATION FRANÇAISE

Produit fabriqué en France dans nos ateliers
Responsabilité emploi préservé

- > QUALITÉ
- > RESPECT DE L'EMPLOI
- > PROXIMITÉ

FABRIQUÉ EN
FRANCE



STÉRILE

HOUSSES DE PROTECTION.....	p15
PETITS DISPOSITIFS MÉDICAUX-STÉRILES.....	p27
NAVIGATION CHIRURGICALE.....	p32

HOUSSE DE PROTECTION

POUR BAC DE RINÇAGE ET DÉCONTAMINATION

+ CONFORME À LA CIRCULAIRE N°591 DU 17 DÉCEMBRE 2003

«Le rinçage terminal...doit être pratiqué avec une eau dont la qualité dépend du niveau de désinfection effectué : soit de l'eau stérile conditionnée versable pour l'endoscopie de toutes les cavités stériles impliquant une désinfection de haut niveau (choléoscopie transpariétale, urologie...)
...La qualité microbiologique du bac doit être homogène avec celle de l'eau. Ainsi lorsque de l'eau stérile est utilisée, le bac doit être stérile, c'est-à-dire autoclavé et changé à chaque endoscope.»

+ SOLUTION ÉCONOMIQUE

Pas de passage du bac à l'autoclave (Circulaire DGS 591)
Procédure de désinfection des endoscopes facilitée
Pas de coût de stérilisation

> INDÉPENDANCE



+ SOLUTION ERGONOMIQUE

S'adapte aux différentes dimensions de bacs 15L, 20L, 40L,
poissonnières et bacs avec couvercle
Facilité d'installation

> MODULABLE

> FACILE

+ FABRICATION FRANÇAISE

Produit fabriqué en France dans nos ateliers
Responsabilité emploi préservé

- > QUALITÉ
- > RESPECT DE L'EMPLOI
- > PROXIMITÉ



PROTECTION DES BACS DE DÉCONTAMINATION

HOUSSES STÉRILES POUR BAC

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE 

RÉF PRODUIT	DIMENSION DU BAC	CONDITIONNEMENT
PR-SICBAC090	51 X 30 X 21,5 CM	60 UNITÉS
PR-SICBAC120	59 X 40 X 23,5 CM	60 UNITÉS
PR-SICBAC140	59 X 40 X 35 CM	50 UNITÉS
PR-SICBAC14070	89 x 21 X 14 CM	60 UNITÉS

KITS STÉRILES POUR BACS DOTÉS DE COUVERCLES

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE 

RÉF PRODUIT	DIMENSION DU BAC	COMPOSITION	CONDITIONNEMENT
PR-SIC2BAC09	51 X 30 X 21 CM	2 HOUSSES	50 UNITÉS
PR-SIC2BAC12	59 X 40 X 23,5 CM	2 HOUSSES	50 UNITÉS
PR-SIC2BAC14	59 X 40 X 35 CM	2 HOUSSES	50 UNITÉS
PR-SIC2BAC1407	89 x 21 X 14 CM	2 HOUSSES	50 UNITÉS

PROTECTION D'ISOLEMENT



HOUSSES PIPAC

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE 

RÉF PRODUIT	LARGEUR	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
PR-SIC1527AD6	150 CM	270 CM	25 UNITÉS

PROTECTION POUR O-ARM



HOUSSE O-ARM

/ USAGE UNIQUE

RÉF PRODUIT	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
PR-CGOARMB	2110 X 3200 CM	25 UNITÉS
PR-PG102135EU	1220 X 4680 CM - 12 COLLANTS	20 UNITÉS

PROTECTION DE SCANNER POUR LA RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE



KIT 2 HOUSSES

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE 

RÉF PRODUIT	DESRIPTIF	LARGEUR	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
PR-AMPKIT13	1 HOUSSE POUR ARCEAU +	120 CM	120 CM	50 UNITÉS
UNIVERSEL	1 HOUSSE POUR TÉLECOMMANDE	60 CM	75 CM	

PROTECTION DES CAMÉRAS

PROTECTION DES CÂBLES

HOUSES STÉRILES

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE - PLIAGE ACCORDÉON



RÉF PRODUIT	LARGEUR	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
PR-HCS0810	8 CM	100 CM	50 UNITÉS
PR-HCS0815	8 CM	150 CM	50 UNITÉS
PR-HCS1415	14 CM	150 CM	50 UNITÉS
PR-HCS1420	14 CM	200 CM	50 UNITÉS
PR-HCS1425	14 CM	250 CM	50 UNITÉS

PROTECTION DES CAMÉRAS

HOUSES STÉRILES

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE



RÉF PRODUIT	DESCRIPTION	LARGEUR	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
PR-STC1415S	PLIAGE ACCORDÉON	14 CM	150 CM	50 UNITÉS
PR-STC1420S	PLIAGE ACCORDÉON	14 CM	200 CM	50 UNITÉS
PR-STC1425S	PLIAGE ACCORDÉON	14 CM	250 CM	50 UNITÉS
PR-STC1625S	PLIAGE ACCORDÉON	16 CM	250 CM	50 UNITÉS
PR-STC2425S	PLIAGE ACCORDÉON	22 CM	250 CM	25 UNITÉS
PR-20201	PLIAGE TÉLESCOPIQUE	14 CM	250 CM	50 UNITÉS
PR-20210	PLIAGE TÉLESCOPIQUE	15 CM	250 CM	50 UNITÉS
BS0005-034	PLIAGE TÉLESCOPIQUE - MULTI-ENDOSCOPE	14 CM	250 CM	50 UNITÉS
PR-20243	PLIAGE TÉLESCOPIQUE - MULTI-ENDOSCOPE	18 CM	250 CM	50 UNITÉS
PR-20207	PLIAGE TÉLESCOPIQUE - EMBOUT ÉTANCHE	14 CM	250 CM	400 UNITÉS
PR-20220	PLIAGE TÉLESCOPIQUE - EMBOUT ÉTANCHE	18 CM	250 CM	50 UNITÉS
PR-20202	PLIAGE CAMEMBERT	14 CM	250 CM	125 UNITÉS



A



B



C



D




E



**PROTECTION DES
AMPLIFICATEURS DE
BRILLANCE ET
ARCEAUX**


PROTECTION DES AMPLIFICATEURS DE BRILLANCE ET ARCEAUX



HOUSES STÉRILES POUR AMPLIFICATEURS

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE - TYPE CHARLOTTE 

RÉF PRODUIT	PROFONDEUR	DIAMÈTRE OUVERTURE ÉTIRÉE	CONDITIONNEMENT
PR-AMPCH0500	25 CM	50 CM	50 UNITÉS
PR-AMPCH0750	37 CM	80 CM	50 UNITÉS
PR-AMPCH0900	45 CM	90 CM	50 UNITÉS
PR-AMPCH1200	60 CM	120 CM	50 UNITÉS
PR-AMPCH1400	70 CM	140 CM	50 UNITÉS





HOUSES STÉRILES COMPLÈTES POUR ARCEAUX

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE - PLIÉ - COLLÉ 

RÉF PRODUIT	LARGEUR	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
PR-AMPARC2420	24 CM	200 CM	50 UNITÉS
PR-AMPARC4520	45 CM	200 CM	50 UNITÉS

HOUSES STÉRILES

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE - PROTECTION PARTIELLE DE L'ARCEAU ET FIXATION PAR ÉLASTIQUE 




RÉF PRODUIT	LARGEUR	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
PR-AMPE609	60 CM	90 CM	50 UNITÉS
PR-22205	75 CM	90 CM	250 UNITÉS
PR-29104	80 CM	145 CM	125 UNITÉS
PR-29105	80 CM	160 CM	100 UNITÉS
PR-AMPE907	90 CM	70 CM	50 UNITÉS
PR-AMPE100	90 CM	100 CM	50 UNITÉS
PR-AMPE145	90 CM	145 CM	50 UNITÉS
PR-AMPE170	90 CM	170 CM	50 UNITÉS
PR-AMPE250	90 CM	250 CM	50 UNITÉS
PR-29130	91 CM	91 CM	400 UNITÉS
PR-29102	100 CM	120 CM	125 UNITÉS
PR-AMPE1012*	100 CM	120 CM	50 UNITÉS
PR-AMPE1210*	120 CM	100 CM	50 UNITÉS
PR-AMPC1527	150 CM	270 CM	25 UNITÉS

*CES HOUSES DE PROTECTION À USAGE UNIQUE SONT COMPATIBLES AVEC LES PARAVENTS PLOMBÉS SUSPENDUS

HOUSES STÉRILES


/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE - FIXATION PAR LIEN À NOUER 



RÉF PRODUIT	LARGEUR	LONGUEUR	PLIAGE	CONDITIONNEMENT
PR-AMP001	90 CM	115 CM	COLLE	50 UNITÉS
PR-AMP002	90 CM	170 CM	COLLE	50 UNITÉS
PR-AMP100	90 CM	115 CM	SIMPLE	50 UNITÉS
PR-AMP250	90 CM	250 CM	SIMPLE	50 UNITÉS
PR-AMPC1527	150 CM	270 CM	SIMPLE	25 UNITÉS


KIT DE PROTECTION POUR AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE



RÉF PRODUIT	DESRIPTIF	CONDITIONNEMENT
PR-227-32	3 PARTIES - ÉMETTEUR 90x75 + RÉCEPTEUR 75x75 + ARCEAU - TAILLE L	25 UNITÉS

PROTECTION DES MICROSCOPES



MANCHON UNIVERSEL POUR POIGNÉE DE MICROSCOPE

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE

RÉF PRODUIT	DESRIPTIF	CONDITIONNEMENT
PR-PG10-6196EU	MANCHON 15 X 35 CM	50 UNITÉS

HOUSSES POUR MICROSCOPES

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE - FERMETURE VELCRO ASSURANT UN AJUSTEMENT SÉCURITAIRE AUTOUR DES OCULAIRES - SANGLES SUPPLÉMENTAIRES POLY ADHÉSIVES (VERTES) POUR UN AJUSTEMENT AUTOUR DU BRAS DE MICROSCOPE - SANS LATEX

RÉF PRODUIT	LONGUEUR	LARGEUR	CONDITIONNEMENT
PR-MIC-25001	90 CM	250 CM	50 UNITÉS

INFO

AVANT DE PASSER VOTRE COMMANDE, MERCI DE NOUS COMMUNIQUER :


- LA MARQUE ET LE MODÈLE DE VOTRE MICROSCOPE
- LES DIMENSIONS ET LE TYPE DE LENTILLE
- OU LA RÉFÉRENCE SELON LE TABLEAU SUIVANT



HD - Lentille haute définition



GlareGuard - Lentille à angle antireflets unique



HOUSSES POUR MICROSCOPES LEICA LENTILLE 70MM

/ POUR MODÈLES M220 F12 / M320 F12 / M400 E / M525 OH4, F20, F40, F50 / M530 OH6 / M620 F20 / M651 / M720 OH5 / M822 F40-F20 / M844 F40-F20 / DI C500 / FL 400,800 / ULT 500 / TRUEVISION

LARGEUR	52 CM		115 CM		137 CM	
LONGUEUR	LENTILLE HD	LENTILLE GG	LENTILLE HD	LENTILLE GG	LENTILLE HD	LENTILLE GG
180 CM	PR-NIND-77180 25 UNITÉS	PR-NIND-77185 15 UNITÉS	PR-NIND-87180 15 UNITÉS	PR-NIND-87185 7 UNITÉS	PR-NIND-97180 12 UNITÉS	PR-NIND-97185 7 UNITÉS
220 CM	PR-NIND-77220 25 UNITÉS	PR-NIND-77225 15 UNITÉS	PR-NIND-87220 15 UNITÉS	PR-NIND-87225 7 UNITÉS	PR-NIND-97220 12 UNITÉS	PR-NIND-97225 7 UNITÉS
260 CM	PR-NIND-77260 20 UNITÉS	PR-NIND-77265 12 UNITÉS	PR-NIND-87260 12 UNITÉS	PR-NIND-87265 7 UNITÉS	PR-NIND-97260 10 UNITÉS	PR-NIND-97265 6 UNITÉS
300 CM	PR-NIND-77300 20 UNITÉS	PR-NIND-77305 12 UNITÉS	PR-NIND-87300 12 UNITÉS	PR-NIND-87305 7 UNITÉS	PR-NIND-97300 10 UNITÉS	PR-NIND-97305 6 UNITÉS
380 CM			PR-NIND-87380 10 UNITÉS	PR-NIND-87385 7 UNITÉS	PR-NIND-97380 8 UNITÉS	PR-NIND-97385 5 UNITÉS

PROTECTION DES PARAVENTS PLOMBÉS

HOUSES STÉRILES


/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE 

RÉF PRODUIT	LARGEUR	HAUTEUR	OUVERTURE	CONDITIONNEMENT
PR-AMPPP1182L	110 CM	82 CM	BAS	50 UNITÉS
PR-AMPPP1210L	125 CM	100 CM	LATÉRALE + BAS	50 UNITÉS
PR-AMPE1012	100 CM	120 CM	BAS ÉLASTIQUÉ	50 UNITÉS
PR-AMPE1210	120 CM	100 CM	BAS ÉLASTIQUÉ	50 UNITÉS

PROTECTION DES SONDES D'ÉCHOGRAPHIE

HOUSES STÉRILES

/ LATEX - USAGE UNIQUE 



DIAMÈTRE

/ 1,8/4,4CM À 3CM

RÉF PRODUIT	DIAMÈTRE	LONGUEUR	DIMENSIONS PROTECTION DU CÂBLE	DESSCRIPTIF	CONDITIONNEMENT
PR-STC0183P	1,8/4,4 CM	30 CM	14 X 150 CM	PLIÉE	50 UNITÉS
PR-STC0183SG	1,8/4,4 CM	30 CM	SANS GAINÉ	PLIÉE	50 UNITÉS
PR-STC0202SG	2 CM	20 CM	SANS GAINÉ	ROULÉE	50 UNITÉS
PR-STC0253R	2,5 CM	30 CM	14 X 150 CM	ROULÉE	50 UNITÉS
PR-STC0302SG	3 CM	20 CM	SANS GAINÉ	ROULÉE	50 UNITÉS
PR-STC0303R	3 CM	30 CM	14 X 150 CM	ROULÉE	50 UNITÉS
PR-STC0303RSG	3 CM	30 CM	SANS GAINÉ	ROULÉE	50 UNITÉS

DIAMÈTRE

/ 4CM À 8CM

RÉF PRODUIT	DIAMÈTRE	LONGUEUR	DIMENSIONS PROTECTION DU CÂBLE	DESSCRIPTIF	CONDITIONNEMENT
PR-STC0403P	4 CM	30 CM	14 X 150 CM	PLIÉE	50 UNITÉS
PR-STC0403PSG	4 CM	30 CM	SANS GAINÉ	PLIÉE	50 UNITÉS
PR-STC0403R	4 CM	30 CM	14 X 150 CM	ROULÉE	50 UNITÉS
PR-STC0403RSG	4 CM	30 CM	SANS GAINÉ	ROULÉE	50 UNITÉS
PR-STC0603	6 CM	30 CM	14 X 150 CM	PLIÉE	50 UNITÉS
PR-STC0603SG	6 CM	30 CM	SANS GAINÉ	PLIÉE	50 UNITÉS
PR-STC060316	6 CM	30 CM	16 X 150 CM	PLIÉE	50 UNITÉS
PR-STC0803	8 CM	30 CM	14 X 150 CM	PLIÉE	50 UNITÉS
PR-STC0803SG	8 CM	30 CM	SANS GAINÉ	PLIÉE	50 UNITÉS
PR-STC080316	8 CM	30 CM	16 X 150 CM	PLIÉE	50 UNITÉS





HOUSSES STÉRILES

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE 

RÉF PRODUIT	LARGEUR DU FOND	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
FOND SOUDÉ			
PR-STCPE1006	10 CM	60 CM	50 UNITÉS
PR-STCPE1012	10 CM	120 CM	50 UNITÉS
PR-STCPE1020	10 CM	200 CM	50 UNITÉS
PR-STCPE1615	16 CM	150 CM	50 UNITÉS
PR-STCPE1625	16 CM	250 CM	50 UNITÉS
FOND Plié SOUDURES LATÉRALES			
PR-STCPE0165	16 CM	60 CM	50 UNITÉS
PR-STCPE1612	16 CM	100 CM	50 UNITÉS
PR-STCPE2004	20 CM	40 CM	50 UNITÉS
PR-STCPE2008	20 CM	80 CM	50 UNITÉS
PR-STCPE2012	20 CM	100 CM	50 UNITÉS



KIT HOUSSES STÉRILES

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE - AVEC GEL ÉCHOGRAPHIQUE ET ÉLASTIQUE STÉRILE 

RÉF PRODUIT	LARGEUR FOND	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
PR-30901PES	8 CM	61 CM	40 UNITÉS
PR-30902PES	10 CM	61 CM	40 UNITÉS
PR-30908PES	15 CM	122 CM	60 UNITÉS
1239-02	15 CM	122 CM	24 UNITÉS
PR-30909PES	15 CM	230 CM	20 UNITÉS
1238-02	15 CM	240 CM	24 UNITÉS




KIT HOUSSES STÉRILES

/ POLYURÉTHANE - USAGE UNIQUE - AVEC CHAMP, GEL, 2 ÉLASTIQUES STÉRILES, 1 ADHÉSIF DE FIXATION - PLIAGE TÉLESCOPIQUE

RÉF PRODUIT	LARGEUR FOND	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
1292-02	14 CM	91,5 CM	24 UNITÉS
AC-HE204024	15 CM	122 CM	30 UNITÉS

 **uréthane :**
lasticité
 + de sensibilité au toucher
 + de résistance

PROTECTION DES SONDES GAMMA



HOUSSES POUR SONDE GAMMA

/ POLYURÉTHANE - USAGE UNIQUE - POUR SONDE GAMMA SANS FIL

RÉF PRODUIT	LARGEUR FOND	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
PR-PG-11-2126EU	10 CM	38 CM	50 UNITÉS
11-2127EU	8 CM	244 CM	10 UNITÉS

PROTECTION DES SONDES STÉRILES POUR EXAMENS TRANSOESOPHAGIENS ETO


HOUSSES STÉRILES ETO

/ POLYURÉTHANE - USAGE UNIQUE 

RÉF PRODUIT	DIMENSIONS	DESRIPTIF	CONDITIONNEMENT
1251-04	1,5/3,1 X 110 CM	HOUSSE SANS APPLICATEUR	24 UNITÉS
1251-06	1,5/3,1 X 110 CM	HOUSSE AVEC APPLICATEUR	40 UNITÉS

KIT DE PROTECTION DE SONDE

/ SONDE D'ETO - POLYURÉTHANE - USAGE UNIQUE



RÉF PRODUIT	DIMENSIONS	DESRIPTIF	CONDITIONNEMENT
1280-02	0,9/3,1 X 98 CM	HOUSSE + SERINGUE GEL + CALE DENT + CLIP - NÉONATAL	24 UNITÉS
1260-02	1,1/3,1 X 110 CM	HOUSSE + SERINGUE GEL + CALE DENT + CLIP - PÉDIATRIQUE	24 UNITÉS
1251-02	1,5/3,1 X 110 CM	HOUSSE + SERINGUE GEL + CALE DENT + CLIP - POUR ADULTE	24 UNITÉS

STOCKAGE DES FIBROSCOPES OU ENDOSCOPES

HOUSSES STÉRILES

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE - PLIAGE SIMPLE 

RÉF PRODUIT	LARGEUR	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
PR-HSFS1007	10 CM	70 CM	50 UNITÉS
PR-HSFS1012	10 CM	120 CM	50 UNITÉS
PR-HSFS1020	10 CM	200 CM	50 UNITÉS



Mode d'emploi :

- 1- Dégager l'ouverture de la housse en décollant le ruban adhésif
- 2- Ouvrir la housse en glissant les doigts dans le revers
- 3- Introduire le fibroscope puis refermer la housse avec le ruban adhésif

HOUSSES STÉRILES

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE - PLIAGE FROISSÉ 

RÉF PRODUIT	LARGEUR	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
PR-HSFFS1415	14 CM	150 CM	50 UNITÉS
PR-HSFFS1615	16 CM	150 CM	50 UNITÉS
PR-HSFFS2215	22 CM	150 CM	50 UNITÉS
PR-HSFFS2220	22 CM	200 CM	50 UNITÉS
PR-HSFFS2230	22 CM	300 CM	50 UNITÉS

PROTECTION DES CASSETTES RADIOLOGIQUES



HOUSSES STÉRILES

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE - AVEC RABAT ADHÉSIF DE FERMETURE SUR LA LARGEUR 

RÉF PRODUIT	LARGEUR	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
PR-CAS40243A	24 CM	30 CM	50 UNITÉS
PR-CAS40405A	43 CM	50 CM	50 UNITÉS
PR-CAS40509A	50 CM	90 CM	50 UNITÉS
PR-CAS50675A	60 CM	75 CM	50 UNITÉS

PROTECTION POUR PRÉLÈVEMENT ET ISOLATION D'ORGANES



HOUSSES STÉRILES

/ POLYURÉTHANE - USAGE UNIQUE - AVEC LIENS COULISSANTS DE FERMETURE

RÉF PRODUIT	LARGEUR	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
AC-PR10-6161EU	51 CM	51 CM	20 UNITÉS

RÉCUPÉRATION DES INSTRUMENTS



SAC À INSTRUMENT STÉRILE

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE 

RÉF PRODUIT	LARGEUR	LONGUEUR	COMPARTIMENT	CONDITIONNEMENT
PR-SIC2245-1	22 CM	47 CM	1	50 UNITÉS

PROTECTION DIVERSES



HOUSSES TABOURET

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE 

RÉF PRODUIT	DESRIPTIF	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
PR-FAU5045	HOUSSE FAUTEUIL DE CHIRURGIE 3 SACS	45 X 50 CM	50 UNITÉS
PR-FAUTAB0750	HOUSSE TABOURET	ø 75 CM	50 UNITÉS

HOUSSES DIVERSES

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE 

RÉF PRODUIT	DESRIPTIF	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
PR-SICLUXATION	SAC DE LUXATION	120 X 75 CM	50 UNITÉS
PR-SICPAM1015	HOUSSE STÉRILE PIÈCE À MAIN	10 X 150 CM	50 UNITÉS
PR-SICSC2250A	SAC STÉRILE AVEC FERMETURE ADHÉSIVE	20 X 50 CM	50 UNITÉS

PROTECTION DES PÉRIPHÉRIQUES

FEUILLE STÉRILE POUR ÉCRAN, TABLETTE ET CLAVIER

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE -

ADHÉSIF DE FIXATION SUR LA LONGUEUR OU LA LARGEUR 

RÉF PRODUIT	LARGEUR	LONGUEUR	ADHÉSIF FIXATION	CONDITIONNEMENT
PR-CLAEC6040	60 CM	40 CM	SUR LA LARGEUR	50 UNITÉS
PR-CLA06075	60 CM	75 CM	SUR LA LARGEUR	50 UNITÉS
PR-CLA10060	100 CM	60CM	SUR LA LARGEUR	50 UNITÉS
PR-CLA060100	60 CM	100 CM	SUR LA LARGEUR	50 UNITÉS
PR-CLA100100	100 CM	100 CM	SUR LA LARGEUR	50 UNITÉS

HOUSSE STÉRILE POUR ÉCRAN, TABLETTE ET CLAVIER/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE 

RÉF PRODUIT	LARGEUR	LONGUEUR	ADHÉSIF FIXATION	CONDITIONNEMENT
PR-CLAECR604	60 CM	40 CM	1 ADHÉSIF DE CHAQUE CÔTÉ	50 UNITÉS
PR-PG10-6219EU	28 CM	41 CM	ADHÉSIF DOUBLE FACE SUR LA LARGEUR	50 UNITÉS
PR-TAB3726R	37 CM	26 CM	-	50 UNITÉS

HOUSSE STÉRILE CLAVIER/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE - RABAT ADHÉSIF DE FERMETURE SUR CÔTÉ 

RÉF PRODUIT	LARGEUR	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
PR-CLAS42652	26 CM	52 CM	50 UNITÉS

HOUSES TÉLÉCOMMANDES/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE 

RÉF PRODUIT	DESRIPTIF	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
PR-TEL1025GR	HOUSSE POUR TELECOMMANDE AVEC FERMETURE GRIP	10 X 25 CM	50 UNITÉS
PR-TEL1440	HOUSSE POUR TELECOMMANDE	14 X 40 CM	50 UNITÉS
PR-TEL150	HOUSSE POUR BOITIER DE COMMANDE + CÂBLE	14 X 150 CM	50 UNITÉS
PR-TEL1622	HOUSSE POUR TELECOMMANDE	16 X 20 CM	50 UNITÉS
PR-TEL2126	HOUSSE POUR TELECOMMANDE	21 X 26 CM	50 UNITÉS
PR-TEL2012AD2	HOUSSE POUR BOITIER DE COMMANDE + CÂBLE	20 X 100 CM	50 UNITÉS

PETITS DISPOSITIFS MÉDICAUX

BOÎTES DE COMPTAGE STÉRILES POUR AIGUILLES ET LAMES

BOÎTES AIMANTÉES À AIGUILLES ET LAMES


/ USAGE UNIQUE - AUTOCOLLANT SIGNALÉTIQUE DE FERMETURE - UNIFORMITÉ NORME NF X30-500



RÉF PRODUIT	NOMBRE CASES AIMANTÉES	CÔTÉ TRANSPARENT	NOMBRE DE CASES CÔTÉ MOUSSE	RETRAIT DE LAME	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
-------------	------------------------	------------------	-----------------------------	-----------------	------------	-----------------



AC-IDMM001	2X15	SANS	-	AVEC	11,5 X 5,5 X 3,5 CM	50 UNITÉS
------------	------	------	---	------	---------------------	-----------




AC-IDMM002	2X30	SANS	-	AVEC	11,5 X 9 X 3,5 CM	40 UNITÉS
------------	------	------	---	------	-------------------	-----------




30-01001YB-S	10	AVEC	-	SANS	11,3 X 5,4 X 1,4 CM	100 UNITÉS
--------------	----	------	---	------	---------------------	------------



33-02005YB-S	3	SANS	20	AVEC	11,4 X 5,4 X 3,6 CM	80 UNITÉS
--------------	---	------	----	------	---------------------	-----------



33-03007YB-S	2X15	SANS	-	AVEC	11,4 X 5,6 X 1,7 CM	100 UNITÉS
--------------	------	------	---	------	---------------------	------------



Retrait de lame



Autocollant signalétique de fermeture

CRAYONS DERMOGRAPHIQUES

CRAYONS DERMOGRAPHIQUES STÉRILES

CRAYONS DERMOGRAPHIQUES

/ MARQUEURS STÉRILES À USAGE UNIQUE - ENCRE «VIOLETTE DE GENTIANE» NON TOXIQUE ET RÉSISTANTE - NE S'ÉTALE PAS, NE TATOUÉ PAS ET N'IRRITE PAS LA PEAU



RÉF PRODUIT	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
AC-ASP2630	MARQUEUR STÉRILE POINTE FINE AVEC RÉGLETTE ET ÉTIQUETTES	50 UNITÉS
AC-ASP2750	MARQUEUR STÉRILE POINTE NORMALE AVEC RÉGLETTE ET ÉTIQUETTES	50 UNITÉS

CRAYONS DERMOGRAPHIQUES DOUBLE POINTE


/ MARQUEURS STÉRILES À USAGE UNIQUE - ENCRE «VIOLETTE DE GENTIANE» NON TOXIQUE ET RÉSISTANTE - NE S'ÉTALE PAS, NE TATOUÉ PAS ET N'IRRITE PAS LA PEAU



RÉF PRODUIT	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
AC-GRI-25-D002-S	MARQUEUR STÉRILE DOUBLE POINTE AVEC RÉGLETTE	100 UNITÉS

FOCUS PRODUIT

GARROT DOIGT ET ORTEIL




RÉF PRODUIT	TAILLE	DIAMÈTRE	CONDITIONNEMENT
AC-TXL-4001	XL	15 MM	20 UNITÉS
AC-TCL-3001	L	12,5 MM	20 UNITÉS
AC-TCM-2001	M	10 MM	20 UNITÉS
AC-TCS-1001	S	8,5 MM	20 UNITÉS


MODE D'EMPLOI



1. Positionner l'anneau sur le doigt blessé pour commencer l'exsanguination.



2. Une compression homogène est atteinte lorsque l'appareil est en place.




3. Retirer l'appareil en tirant sur l'étiquette et en coupant à l'encoche de l'anneau.



RÉF PRODUIT	TAILLE	CONDITIONNEMENT
AC-TCU-6001	ADAPTABLE À TOUS LES DOIGTS ET ORTEILS	20 UNITÉS


MODE D'EMPLOI



1. Mettre en place avec une ou deux mains.



2. Etirer au-delà de la plaie. Réaliser l'intervention, ne pas dépasser 90 minutes.



3. Découper le garrot en fin d'intervention.


MANCHONS STÉRILES

MANCHONS STÉRILES POUR ÉCLAIRAGE OPÉRATOIRE

MANCHON STÉRILE

/ USAGE UNIQUE - SANS LATEX

RÉF PRODUIT	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	
AC-NS-0-1300	MANCHON STÉRILE UNITAIRE	BOÎTE DE 120 UNITÉS	A
25-3611-S1	MANCHONS STÉRILES	BOÎTE DE 120 UNITÉS	B
25-3611-S2	SET DE 2 MANCHONS STÉRILES	BOÎTE DE 120 UNITÉS	C



MANCHON STÉRILE UNIVERSEL

/ USAGE UNIQUE - SANS LATEX

RÉF PRODUIT	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
AC-NS-0-111001	MANCHON UNIVERSEL QUI S'ADAPTE SUR LA PLUPART DES POIGNÉES STÉRILISABLES	BOÎTE DE 60 UNITÉS



- 80% d'économie* par rapport à la stérilisation d'une poignée
- 100% de gain de temps pour l'établissement


*Selon une étude publique de 2009

POIGNÉE ADAPTATRICE

RÉF PRODUIT	FABRICANT SCIALYTIQUE	TYPE	CONDITIONNEMENT
3600-104	SIEMENS 2003/2004	ULH	1 UNITÉ
3600-38	HARMONY	ULH	1 UNITÉ
3600-53	TRUMPF	ULH	1 UNITÉ



PETITS DISPOSITIFS



GRATTOIR À BISTOURIS

/ USAGE UNIQUE - SANS LATEX - FOND AUTOCOLLANT - RADIO OPAQUE

RÉF PRODUIT	DIMENSION	CONDITIONNEMENT
AC-ASPTC-100B	5 X 5 CM	240 UNITÉS



SOLUTION ANTIBUÉE STÉRILE DR FOG

/ USAGE UNIQUE - ÉPONGE AVEC ADHÉSIF DE FIXATION

RÉF PRODUIT	DESCRIPTIF	CONDITIONNEMENT
AC-ASPDF-3100	ÉVITE LA BUÉE SUR TOUS LES OCULAIRES ET OPTIQUES	20 UNITÉS



PLATEAU DÉPOSE BISTOURIS

/ USAGE UNIQUE - SANS LATEX - FOND AUTOCOLLANT POUR UNE FIXATION SUR LE CHAMP OPÉRATOIRE

RÉF PRODUIT	DESCRIPTIF	CONDITIONNEMENT
ST-100	EMPLACEMENT POUR 3 SCALPELS - POSITION DU SCALPEL SUR LA TRANCHE PRÊT À L'EMPLOI	100 UNITÉS



GEL ÉCHOGRAPHIQUE

/ USAGE UNIQUE

RÉF PRODUIT	DESCRIPTIF	CONDITIONNEMENT
AC-ECHO.GEL20	GEL ÉCHOGRAPHIQUE 20G - SACHET	48 UNITÉS
AC-ECHO.GEL250	GEL ÉCHOGRAPHIQUE 250G - FLACON	40 UNITÉS



CATHETER RECTAL

/ USAGE UNIQUE

RÉF PRODUIT	LONGUEUR	DIAMÈTRE	CONDITIONNEMENT
AC-PR20693	CATHETER RECTAL - 35 CM	3 MM	10 UNITÉS

NAVIGATION CHIRURGICALE

GAMME COMPLÈTE

+ PRÉCISION DES OUTILS

+ RÉDUCTION DU TEMPS DE PROCÉDURE

+ AUGMENTATION DU CONFORT ET DE LA RÉCUPÉRATION DU PATIENT



MARQUEURS

- Haute précision et visibilité optimale
- Montage rapide QUICK TWIST
- Flexibilité d'usage : les blisters comprennent 1 à 5 marqueurs



AIGUILLES

- Contrôle : les repères colorés fournissent des informations claires sur la position d'ouverture
- Efficacité : un volume de prélèvement optimal
- Qualité : une bague de silicone assure un vide hermétique et garantit une aspiration précise



ETOILE

- Marqueurs prémontés réduisant le temps d'opération
- Précision constante
- Maîtrise des coûts de retraitement et de logistique



KIT

- La force d'insertion est dirigée via une poignée légère et ergonomique
- Verrouillage rapide et intuitif via une simple rotation
- Canules rigides extra longues adaptées à la chirurgie bariatrique




POINTEUR

- Marqueurs prémontés réduisant le temps d'opération
- Précision constante
- Prise en main ergonomique



MARQUEURS

- Solution économique
- Haute précision qui améliore la corrélation entre l'imagerie et le patient
- Multimodale
- Adhésif médical hypoallergénique



Ref : AC-DE313505ALLHX

Cale tête en mousse à usage unique, non stérile, destiné aux tables de bloc opératoire de neurochirurgie et du rachis

NAVIGATION CHIRURGICALE

SPHÈRES DE NAVIGATION CHIRURGICALE

/ USAGE UNIQUE



**SYSTÈME UNIQUE
BREVETÉ**

RÉF PRODUIT	STATIONS COMPATIBLES	FIXATION	•	••	•••	••••	CONDITIONNEMENT	
AC-ILU2010-40			40x				40 UNITÉS	
AC-ILU2010-100	FIXATION À CLIP <i>Compatible avec les systèmes de navigation Stealthstation^{®(1)}, Orthopilot^{®(2)} et Amplivision^{®(3)}</i>	SNAP	20x		20x		100 UNITÉS	
AC-ILU2010-120				40x			120 UNITÉS	
AC-ILU2010-130				10x		30x		130 UNITÉS
AC-ILU2010-160						40x		160 UNITÉS
AC-ILU2010-200							40x	200 UNITÉS
AC-ILU2020-100	FIXATION À VIS <i>Compatible avec les systèmes de navigation VectorVision^{TM(4)}, Kolibri^{TM(4)}, Curve^{TM(4)} et Kick^{®(4)}</i>	TWIST	20x		20x		100 UNITÉS	
AC-ILU2020-120					40x		120 UNITÉS	
AC-ILU2020-130				10x		30x		130 UNITÉS
AC-ILU2020-160						40x		160 UNITÉS
AC-ILU2021-100			QUICK TWIST	20x		20x		100 UNITÉS
AC-ILU2021-120						40x		120 UNITÉS

(1) Marque enregistrée par Medtronic Inc.

(2) Marque enregistrée par Aesculap AG.

(3) Marque enregistrée par Amplitude SAS.

(4) Marque enregistrée par Brainlab.



- 100% compatible

Compatible avec les fixations standards des marques Medtronic, Aesculap, Amplitude et Brainlab.

- Flexibilité d'usage

Les blisters comprennent un à cinq marqueurs



Sphère de navigation SNAP



Sphère de navigation TWIST



POINTEUR ET ÉTOILE DE RÉFÉRENCE

/ USAGE UNIQUE



RÉF PRODUIT	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
AC-ILUMP1000	POINTEUR À USAGE UNIQUE	1 UNITÉ
AC-ILUMP2000	ÉTOILE DE RÉFÉRENCE À USAGE UNIQUE	1 UNITÉ

**HOUSSE O-ARM**

/ USAGE UNIQUE

RÉF PRODUIT	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
PR-CGOARMB	2110 X 3200 CM	25 UNITÉS
PR-PG102135EU	1220 X 4680 CM - 12 COLLANTS	20 UNITÉS

AIGUILLES DE BIOPSIE NAVIGUÉE

/ USAGE UNIQUE - COMPATIBLE AVEC LES SYSTÈMES MEDTRONIC® ET BRAINLAB®

RÉF PRODUIT	DÉSIGNATION	COMPATIBILITÉ	CONDITIONNEMENT
AC-ILU4111	- LONGUEUR : 25,7 CM - DIAMÈTRE : 0,21 CM - FENÊTRE : 1 CM X 0,15 CM	POSSIBILITÉ D'ASSOCIATION AU SUPPORT POUR INSTRUMENT VARIOGUIDE™ DE BRAINLAB®	1 UNITÉ
AC-ILU4112	- DIAMÈTRE : 0,21 - FENÊTRE : 1 CM X 0,15 CM	POSSIBILITÉ D'ASSOCIATION À UN KIT DE GUIDAGE DE TRAJECTOIRE NAVIGUS® OU À UN KIT DE SUPPORT ARTICULÉ VERTEK® DE MEDTRONIC®	1 UNITÉ




- Contrôle permanent de la fenêtre de coupe grâce aux marquages visuels et haptiques des poignées encastées.

- Guide de profondeur précis grâce à une règle et un contrôle en profondeur avec vis de verrouillage ergonomique.

- Échantillonnage facile des tissus grâce aux bords de fenêtre affûtés avec précision et à l'angle de coupe spécifique du tube de canule.

- Aspiration sans affecter la canule grâce au tube d'aspiration flexible et souple



Indicateur de couleur intuitif

Fenêtre de coupe plus grande pour prélever plus de matière

1 CM X 0,15 CM

KIT D'ACCÈS CHIRURGICAL

/ USAGE UNIQUE



RÉF PRODUIT	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
AC-ILUMP6001	KIT D'ACCÈS	1 UNITÉ

MARQUEURS

/ USAGE UNIQUE



RÉF PRODUIT	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
MM3002-100	DIAMÈTRE : 15 MM - ÉPAISSEUR : 3,5 MM	100 UNITÉS PAR BOÎTE
MM3002-10	DIAMÈTRE : 15 MM - ÉPAISSEUR : 3,5 MM	10 UNITÉS PAR BOÎTE

**Avantages :**

- Aucune empreinte tissulaire

- Aucun artefact

- Identification claire et précise du point de référence

- Visible dans toutes les modalités

- Ne fond pas et ne fuit pas



NON STÉRILE

ACCESSOIRES D'IMAGERIE MÉDICALE.....	p 36
HOUSES DE PROTECTION.....	p 39
ACCESSOIRES DE BLOCS.....	p 43
TRANSFERT PATIENT.....	p 46
CONFORT PATIENT.....	p 48
PETIT MOBILIER.....	p 56

FOCUS PRODUIT

SYSTÈME DE DRAINAGE

+ SÉCURITÉ ET QUALITÉ

- Bouchon à vis
- Poche increvable
- Contrôle les infections

+ CANALISE LES SELLES ET LES ODEURS

- Evite les fuites
- Maîtrise les odeurs

TUBE EN SILICONE BIOCOMPATIBLE SANS LATEX QUI CANALISE LES SELLES ET LES ODEURS



AC-PR20762

Contenance du kit :

- > un tube cathéter
- > 1 poche collectrice de 1,5 L avec 2 poches de remplacement
- > 1 seringue
- > 2 systèmes d'attaches de poche

CONDITIONNEMENT : 1 UNITÉ



AC-PR20865

Contenance du kit :

- > 2 poches collectrices
- > filtre à charbon

CONDITIONNEMENT : 1 UNITÉ



AC-PR20775

Contenance du kit :

- > 1 poche collectrice de 1 L
- > surface adhésive avec protecteur cutané hydrocolloïde
- > bouchon
- > filtre à charbon

CONDITIONNEMENT : 10 UNITÉS

FOCUS PRODUIT

POCHES ET KITS DE LAVEMENT

**AC-PR21424**

Contenance du kit :

- > Poche à lavements souple 2,5
- > bouchon façade
- > tubulure de 1,7 m avec clamp

CONDITIONNEMENT : 80 UNITÉS

**AC-PR21424C**

Contenance du kit :

- > 1 poche souple 2,5L
- > bouchon façade
- > tubulure de 1,7 m avec clamp
- > livrée avec une canule

CONDITIONNEMENT : 50 UNITÉS

**AC-PR21542**

Contenance du kit :

- > 1 poche souple 2L
- > bouchon vissé en haut
- > tubulure de 1,5 m avec clamp
- > livrée avec une canule PVC

CONDITIONNEMENT : 10 UNITÉS

**AC-CONEM02**

Contenance du kit :

- > 1 poche 1,5L
- > canule pré-lubrifiée
- > champ
- > savon

CONDITIONNEMENT : 50 UNITÉS

**LES AVANTAGES :**

- *waterproof*
- *souple et translucide avec indicateur de capacité sérigraphié*
- *anse de fixation pour une suspension ferme et sûre*
- *orifice de remplissage fermé par une fermeture étanche*

CANULES

CANULES RECTALES

/ USAGE UNIQUE

	RÉF PRODUIT	DESSCRIPTIF	CONDITIONNEMENT
	AC-HE115CRJ104	CANULE PÉDIATRIQUE DIAM. 5 MM, SIMPLE CONTRASTE	10 UNITÉS
	AC-PR21547	CANULE JUNIOR DIAM. 8 MM, SIMPLE CONTRASTE	10 UNITÉS
	AC-PR9522	CANULE JUNIOR COUDÉE DIAM. 12 MM, SIMPLE CONTRASTE	50 UNITÉS
	MMA-900-0137	CANULE STANDARD DIAM. 17,5 MM, SIMPLE CONTRASTE, AVEC OLIVE	10 UNITÉS
	MMA-900-0136	CANULE À BALLONNET DIAM. 16 MM, SIMPLE CONTRASTE	10 UNITÉS
	MMA-900-0141	CANULE À BALLONNET DIAM. 15 MM, DOUBLE CONTRASTE POIRE D'INSUFFLATION REF : AC-PR21549	10 UNITÉS

ACCESSOIRES DE RADIOLOGIE

POIRE D'INSUFFLATION

/ DOUBLE CONTRASTE



RÉF PRODUIT	DESSCRIPTIF	CONDITIONNEMENT
AC-PR21549	POIRE D'INSUFFLATION DE L'AIR (DOUBLE CONTRASTE) POUR MMA-900-0141	10 UNITÉS

SERINGUE DE GONFLAGE

/ SERINGUE DE GONFLAGE DU BALLONNET



RÉF PRODUIT	DESSCRIPTIF	CONDITIONNEMENT
AC-BD300223	SERINGUE POUR GONFLAGE DU BALLONNET	10 UNITÉS

BASSIN GONFLABLE

/ PERMET DE RECUEILLIR LES PRODUITS DE CONTRASTE ADMINISTRÉS PAR VOIE RECTALE QUI S'ÉCOULENT LORS DES EXAMENS RADIOLOGIQUES



RÉF PRODUIT	DESSCRIPTIF	CONDITIONNEMENT
115BAS105	DIAMÈTRE INTÉRIEUR 38CM, EXTÉRIEUR 52 CM GONFLABLE AVEC LA POIRE D'INSUFFLATION AC-PR21549	50 UNITÉS

MARQUEURS RADIO-OPAQUES

/ APPLICATION ET UN RETRAIT FACILE



RÉF PRODUIT	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
TM4003-30	MARQUEURS RADIO OPAQUE - DIAMÈTRE : 3 MM	115 UNITÉS PAR BOÎTE

TRANSPORT ET STOCKAGE DES FIBROSCOPES OU ENDOSCOPES



KIT AVEC SYSTÈME D'ÉTIQUETTES PROPRE / SALE / POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE

RÉF PRODUIT	DIMENSION	CONDITIONNEMENT
PR-AMPKIT09N	2 HOUSSES Ø 55 CM	100 UNITÉS



- Les étiquettes propre / sale permettent de visualiser l'état d'usage

HOUSSES STOCKAGE FIBROSCOPES OU ENDOSCOPES

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE 



RÉF PRODUIT	LARGEUR	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
PR-HSFNS1007	10 CM	70 CM	300 UNITÉS
PR-HSFNS1012	10 CM	120 CM	300 UNITÉS
PR-HSFNS1020	10 CM	200 CM	200 UNITÉS
PR-HSFNS1420	14 CM	200 CM	100 UNITÉS
PR-HSFNS1412	14 CM	120 CM	100 UNITÉS

PROTECTION DES CASSETTES RADIOLOGIQUES

HOUSSES CASSETTES RADIOLOGIQUES

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE - RABAT ADHÉSIF DE FERMETURE 



RÉF PRODUIT	LARGEUR	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
PR-CAN40243A	24 CM	30 CM	1000 UNITÉS
PR-CAN40334A	33 CM	40 CM	1000 UNITÉS
PR-CAN40405A	43 CM	50 CM	1000 UNITÉS
PR-CAN40506A	50 CM	60 CM	500 UNITÉS
PR-CAN40509A	50 CM	90 CM	500 UNITÉS
PR-CAN40509R10	50 CM	90 CM	500 UNITÉS
PR-CAN40606A	60 CM	60 CM	500 UNITÉS
PR-CAN40605A	60 CM	50 CM	500 UNITÉS
PR-CAN50675A	60 CM	75 CM	500 UNITÉS

PROTECTION DES PIÈCES À MORDRE PANORAMIQUES DENTAIRES

HOUSSES

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE 



RÉF PRODUIT	LARGEUR	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
PR-CANRX2345	2,3 CM	4,5 CM	ROULEAU DE 500 UNITÉS
PR-CANRX4090	4 CM	9 CM	ROULEAU DE 500 UNITÉS
PR-CANBD4090	4 CM	9 CM	BANDE DE 500 UNITÉS

PROTECTION DES SONDES D'ÉCHOGRAPHIE

PROTECTION DES SONDES D'ÉCHOGRAPHIE



HOUSSES

/ LATEX - USAGE UNIQUE - SANS GAINÉ - EMBALLAGE INDIVIDUEL



RÉF PRODUIT	LARGEUR	LONGUEUR	DESSCRIPTIF	CONDITIONNEMENT
PR-NS183P	1,8/4,4 CM	30 CM		100 UNITÉS
PR-NS303P	3 CM	30 CM		50 UNITÉS
PR-NS403P	4 CM	30 CM	PLIÉE	50 UNITÉS
PR-NS603	6 CM	30 CM		50 UNITÉS
PR-NS803	8 CM	30 CM		50 UNITÉS
PR-NS202	2 CM	20 CM		50 UNITÉS
PR-NS253R	2,5 CM	30 CM		50 UNITÉS
PR-NSP302 (R)	3 CM	20 CM	ROULÉE	50 UNITÉS
PR-NS303R	3 CM	30 CM		50 UNITÉS
PR-NS403R	4 CM	30 CM		50 UNITÉS

HOUSSES TYPE PRÉSERVATIF

/ LATEX - POLYISOPRENE - USAGE UNIQUE



RÉF PRODUIT	LARGEUR	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
05311	3,4 CM	20 CM	144 UNITÉS
PR-PM1100	3,3 CM	19,5 CM	144 UNITÉS

PROTECTION DE SONDE TYPE PRÉSERVATIF

/ SANS LATEX - POLYISOPRENE - USAGE UNIQUE



RÉF PRODUIT	DIAMÈTRE	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
1000	3,3 CM	23 CM	100 UNITÉS
1006	3 CM	30 CM	100 UNITÉS

PROTECTION DES PÉRIPHÉRIQUES



HOUSES PÉDALE DE BISTOURI AVEC ENCOCHE PASSAGE CÂBLE

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE - RABAT ADHÉSIF DE FERMETURE 

RÉF PRODUIT	LARGEUR	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
PR-PEDNS2430	24 CM	30 CM	500 UNITÉS
PR-PEDNS3340	33 CM	40 CM	500 UNITÉS
PR-PEDNS4330	43 CM	30 CM	1000 UNITÉS
PR-PEDNS4350	43 CM	50 CM	1000 UNITÉS



HOUSES CLAVIER

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE - RABAT ADHÉSIF DE FERMETURE 

RÉF PRODUIT	LARGEUR	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
PR-CLAN42652	26 CM	52 CM	300 UNITÉS



FEUILLE POUR ÉCRAN, TABLETTE ET CLAVIER

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE - ADHÉSIF DE FIXATION SUR LA LARGEUR 

RÉF PRODUIT	LARGEUR	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
PR-CLAN06075	60 CM	75 CM	300 UNITÉS
PR-CLAN60100	60 CM	100 CM	200 UNITÉS
PR-CLA10060NS	100 CM	60 CM	200 UNITÉS

PROTECTION DES PLANCHES DE TRANSFERT



HOUSES

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE - CES HOUSES SONT LIASSÉES PAR 25 UNITÉS ET SONT DOTÉES DE TROUS DE SUSPENSION (SAUF PR-CG RA07040) 

RÉF PRODUIT	MATÉRIEL	LONGUEUR	LARGEUR	CONDITIONNEMENT
PR-CGRA07040	ROLL-AID	70 CM	41 CM	100 UNITÉS
PR-CGMT10060	MODÈLES MINI*	100 CM	60 CM	100 UNITÉS
PR-CGMT20060	MODÈLES LONG*	200 CM	60 CM	100 UNITÉS
PR-CGMT20070	MODÈLES LONG*	200 CM	70 CM	100 UNITÉS
PR-CGMT20090	MODÈLES LONG*	200 CM	90 CM	100 UNITÉS

*Compatibles avec la gamme Rollboard

HOUSSES DE PROTECTION DIVERSES

HOUSSES CHARIOTS

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE 

RÉF PRODUIT	DESSCRIPTIF	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
PR-CGCATGU	HOUSSE MEUBLE CATGUTIER	700 X 2 SOUFFLETS 35 X 170 CM	50 UNITÉS
PR-CGCHDF	HOUSSE CHARIOT DOUBLE FACE	900 X 2 SOUFFLETS 35 X 160 CM	50 UNITÉS
PR-CGH125518	HOUSSE GUÉRIDON ET MOBILIER	1200 X 2 SOUFFLETS 50 X 180 CM	25 UNITÉS

ROULEAUX DE GAINÉ

/ POLYÉTHYLÈNE - USAGE UNIQUE 

RÉF PRODUIT	LARGEUR	ÉPAISSEUR	CONDITIONNEMENT
PR-CGGA12/08	12 CM	8/100ÈMES	1 UNITÉ
PR-CGGA20/08	20 CM	8/100ÈMES	1 UNITÉ
PR-CGGA22/05	22 CM	5/100ÈMES	1 UNITÉ
PR-CGGA25/08	25 CM	8/100ÈMES	1 UNITÉ
PR-CGGA30/08	30 CM	8/100ÈMES	1 UNITÉ
PR-CGGA40/08	40 CM	8/100ÈMES	1 UNITÉ

HOUSSES SPÉCIFIQUES

HOUSSES DE PROTECTION POUR BALLON DE RÉÉDUCATION

/ FACE ABSORBANTE - FACE POLYETHYLÈNE IMPERMÉABLE - USAGE UNIQUE 

RÉF PRODUIT	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
PR-CGBAL150	POUR BALLON DE DIAMÈTRE 60 CM	50 UNITÉS

HOUSSES DE PROTECTION POUR BOTTES DE PRESSOTHÉRAPIE

/ POLYETHYLÈNE - USAGE UNIQUE 

RÉF PRODUIT	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
PR-CGPB10940	109 X 40 CM	1000 UNITÉS

GARROTS PLATS

GARROTS PLATS

/ ÉLASTOMÈRE THERMOPLASTIQUE - SANS LATEX 

RÉF PRODUIT	LONGEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR	CONDITIONNEMENT
AC-DRC7518B	75 CM	1,8 CM	0,15 CM	300 UNITÉS

LUNETTES DE PROTECTION ET MASQUES ANTI PROJECTION



Monture : AC-CG502



Visière : AC-CG505


LUNETTES DE PROTECTION

/ SANS LATEX

RÉF PRODUIT	DESSCRIPTIF	CONDITIONNEMENT
AC-CG502	MONTURE BLEUE - ADAPTATION AU VISAGE - ULTRA LÉGER	2X25 UNITÉS
AC-CG505	VISIÈRE - USAGE UNIQUE - ASPECT CLAIR - ANTI-BUÉE - ANTI-STATIQUE	12X50 UNITÉS



- Insérer la monture par l'avant sur la visière par les 2 trous.



Les lunettes de protection sont prêtes à l'emploi.



MASQUE DE PROTECTION

/ SANS LATEX - ATTACHE VELCRO - MOUSSE FRONTALE AÉRÉE

RÉF PRODUIT	DESSCRIPTIF	CONDITIONNEMENT
AC-CG000	MASQUE VISAGE ENTIER - CONFORTABLE - MAINTIEN PAR MOUSSE FRONTALE AÉRÉE - ULTRA LÉGER - ASPECT CLAIR - ANTI-BUÉE - ANTI-STATIQUE	64 UNITÉS
AC-CG005	MASQUE DEMI-VISAGE - CONFORTABLE - MAINTIEN PAR MOUSSE FRONTALE AÉRÉE - ULTRA LÉGER - ASPECT CLAIR - ANTI-BUÉE - ANTI-STATIQUE	100 UNITÉS




LUNETTES DE PROTECTION

/ SANS LATEX - MONTURE ET OCULAIRE EN POLYCARBONATE INCOLORE, TRANSPARENT ET ANALLERGIQUE

RÉF PRODUIT	DESSCRIPTIF	CONDITIONNEMENT
AC-HE200995	PROTECTIONS LATÉRALES AVEC AILLETES D'AÉRATION ANTIBUÉE - BRANCHES PERCÉES POUR PASSAGE D'UN CORDON DE SÉCURITÉ - POIDS : 43 GRAMMES - CLASSE OPTIQUE 1 (ADAPTÉES POUR DES TRAVAUX CONTINUS)	10 UNITÉS

FOCUS PRODUIT

TAPIS ABSORBANTS



+ SÉCURITÉ AU TRAVAIL

- > Antidérapant et absorbant : prévient des chutes et des glissades sur sol humide
- > Confort des praticiens

+ RÉDUCTION DU TEMPS DE NETTOYAGE

+ GAMME COMPLÈTE


- > Dimensions et capacités d'absorption adaptées selon l'usage : bloc opératoire, salle de stérilisation, salle d'examen, zone de lavage (CLASSIC, MEDIUM, ULTRA)

+ MAÎTRISE DU RISQUE INFECTIEUX

- > Absorption des fluides et des bactéries

DESCRIPTION

- > Tapis antidérapant capable d'absorber tous types de liquides
- > Interventions chirurgicales endoscopiques
 - Urologie
 - Zone de lavage (auges)
 - Arthroscopies



TAPIS DE SOL ABSORBANT



ENVERS ANTIDÉRAPANT

TAPIS CLASSIQUE


/ 3 COUCHES (SPUN - ABSORBANT POLYPROPYLENE - ANTIDÉRAPANT) - USAGE UNIQUE 

RÉF PRODUIT	DIMENSIONS	CAPACITÉ D'ABSORPTION	CONDITIONNEMENT
AC-CGTPG6102F	80 X 120 CM	2,08 L	40 UNITÉS
AC-CGTPG6103F	80 X 160 CM	2,76 L	30 UNITÉS
AC-CGTPG6104F	75 X 140 CM	2,77 L	30 UNITÉS
AC-CGTPG6105F	75 X 180 CM	3,55 L	30 UNITÉS

TAPIS PLUS ABSORBANT

/ 3 COUCHES (SPUN - ABSORBANT POLYPROPYLENE - ANTIDÉRAPANT) - USAGE UNIQUE 

RÉF PRODUIT	DIMENSIONS	CAPACITÉ D'ABSORPTION	CONDITIONNEMENT
AC-CGTPG6202F	80 X 120 CM	3,52 L	25 UNITÉS



SYSTÈME D'ASPIRATION



AQUANOT

/ ABSORBE PAR LE DESSUS ET LE DESSOUS - TRÈS LÉGER

RÉF PRODUIT	DESSCRIPTIF	CONDITIONNEMENT
AC-ASP97020	TUBE FLEXIBLE DE 365 CM ET DISQUE DE Ø 21CM	20 UNITÉS



- Réduit le risque de glissade au bloc
- Se déplace très facilement
- Absorbe sans limite de quantité de fluides
- Fonctionnement extrêmement silencieux

FOCUS PRODUIT

MATELAS DE TRANSFERT

MATELAS DE TRANSFERT

/ PLAQUE RADIOTRANSARENTE - MOUSSE 40 MM D'ÉPAISSEUR - TISSU IMPERMÉABLE ET GLISSANT - M2



RÉF PRODUIT	COMPOSITION DU KIT	DIMENSIONS
CGMATRABLEUT6-50	MATELAS DE TRANSFERT LATÉRAL DE PATIENT POUR CHARIOT BRANCARD AVEC POIGNÉES - RAIDISSEUR 5 MM + ENVELOPPE TISSU ENDUIT	180 X 50 CM
CGMATRABLEUT6-60	MATELAS DE TRANSFERT LATÉRAL DE PATIENT POUR CHARIOT BRANCARD AVEC POIGNÉES - RAIDISSEUR 5 MM + ENVELOPPE TISSU ENDUIT	180 X 60 CM



Caractéristiques :

Poignées recouvertes de tissu enduit
- Facilite la désinfection des poignées

Très bonne résistance
- Capable de supporter jusqu'à 150 kg

Bandes de Téflon®
- Facilite la glisse lors du transfert du patient
- Bandes cousues sous la partie inférieure du matelas

Les avantages :

- **Fabriqué en France**
- **Produit disponible sur mesure**
- **100% décontaminable**
- **PVC anti feu**
- **Garantie 3 ans**

MATELAS DE RADIOLOGIE

SUR-MESURE

MATELAS DE RADIOLOGIE

/ 100 % DÉCONTAMINABLE - RADIOTRANSARENTE - SYSTÈME DE FERMETURE SANS ZIP
- MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME DE 60 MM D'ÉPAISSEUR

RÉF PRODUIT	DESCRITIF	DIMENSIONS
AC-DEMAD120503	MATELAS CONFORT RADIOLOGIE	120 X 50 X 3 CM
AC-DEMAD200503	MATELAS CONFORT RADIOLOGIE	200 X 50 X 3 CM



PLANCHES DE TRANSFERT

Rollbord



PLANCHES DE TRANSFERT

/ RADIO-TRANSPARENTS - TISSU EN NYLON RÉSISTANT - REVÊTEMENT SANS LATEX, ANTIBACTÉRIEN, ANTIFONGIQUE, IGNIFUGÉ - VIS AMAGNÉTIQUES

RÉF PRODUIT	DESSCRIPTIF	LONGUEUR	LARGEUR	POIDS
AC-CIAA71005	ROLLBORD MINI	91 CM	50 CM	2,4 KG
AC-CIAA71001	ROLLBORD LONG PLIANT	178 CM	50 CM	2,9 KG
AC-CIAA71004	ROLLBORD LONG RIGIDE	178 CM	50 CM	3,8 KG

PIÈCES DE RECHANGE

/ POUR PLANCHES DE TRANSFERT ROLLBORD



RÉF PRODUIT	DESSCRIPTIF
AC-CIAA71101	HOUSSE RECHANGE ROLL BORD PLIANT 168 X 50 CM
AC-CIAA71104	HOUSSE RECHANGE ROLL BORD RIGIDE 180 X 50 CM
AC-CIAA71105	HOUSSE DE RECHANGE BORD MINI GYN 91 X 50 CM
AC-CIAA71900	EMBOUTS NOIRS DE RECHANGE POUR ROLL BORD STANDARD, JUNIOR, MINI-GYN ET RIGIDE (POUR ANCIENS MODÈLES AVEC SANGLES) - LA PAIRE
AC-CIAA71902	NOUVEAU MODÈLE (2011) - EMBOUTS NOIRS DE RECHANGE POUR ROLL BORD BLOC OPERATOIRE STANDARD, JUNIOR, MINI-GYN ET RIGIDE - LA PAIRE
AC-CIAA71903	PACK DE VISSERIE (8 VIS) POUR ROLLBORD - APRÈS 2011
AC-CIAA71904	PACK DE VISSERIE (8 VIS) POUR ROLLBORD - AVANT 2011

SUPPORT MURAL

/ INOX 18/10



RÉF PRODUIT	DESSCRIPTIF	DIMENSIONS
AC-CIAA40250	LIVRÉ AVEC UN LOT DE 4 ENTRETOISES POLYAMIDE	60 X 41 X 70 CM



- Le support mural permet de ranger et d'optimiser l'hygiène de tous types de planches de transfert (rigides ou pliantes)
 - Livré avec un lot de 4 entretoises polyamide permettant une hygiène parfaite

POSSIBILITÉ DE RÉALISER DES PRODUITS SUR-MESURE SUR DEVIS. CONSULTEZ-NOUS !

SACS DE SABLE

SACS DE SABLE EN PVC

/ PVC - IMPERMÉABLE - DÉCONTAMINABLE EN SURFACE - 
 TISSU CLASSÉ NON-FEU M2



RÉF PRODUIT	LARGEUR	LONGUEUR	POIDS
AC-CGSAB1020	10 CM	20 CM	0,8 KG
AC-CGSAB1025	10 CM	25 CM	1,3 KG
AC-CGSAB1520	15 CM	20 CM	1500G
AC-CGSAB1530	15 CM	30 CM	2200G

SACS DE SABLE GAMME PÉDIATRIQUE

/ IMPERMÉABLE - DÉCONTAMINABLE EN SURFACE - 
 TISSU CLASSÉ NON-FEU M2



RÉF PRODUIT	LARGEUR	LONGUEUR	POIDS
AC-CGSABP1020	10 CM	20 CM	800G
AC-CGSABP1025	10 CM	25 CM	1300G
AC-CGSABP1520	15 CM	20 CM	1500G
AC-CGSABP1530	15 CM	30 CM	2200G

SANGLES DE MAINTIEN

SANGLES DE MAINTIEN SIMPLE ÉPAISSEUR

/ RÉGLABLES AVEC VELCRO 



RÉF PRODUIT	LONGUEUR	LARGEUR	CONDITIONNEMENT
MEMBRES SUPÉRIEURS ET / OU INFÉRIEURS			
AC-CGSG7105	71 CM	5 CM	1 UNITÉ
AC-CGSG6012	60 CM	12 CM	1 UNITÉ
MAINTIEN ABDOMINAL			
AC-CGSG20020	200 CM	20 CM	1 UNITÉ
AC-CGSG22030	220 CM	30 CM	1 UNITÉ
AC-CGSG18012	180 CM	12 CM	1 UNITÉ




SANGLES DE MAINTIEN CONFORT DOUBLE ÉPAISSEUR

/ RÉGLABLES AVEC VELCRO 



RÉF PRODUIT	LONGUEUR	LARGEUR	CONDITIONNEMENT
MEMBRES SUPÉRIEURS ET / OU INFÉRIEURS			
AC-CGSG7105MK069	DE 60 À 81 CM	5 CM	1 UNITÉ
MAINTIEN ABDOMINAL			
AC-CGSG25015MK069	250 CM	15 CM	1 UNITÉ
AC-CGSG18012MK069	180 CM	12 CM	1 UNITÉ
AC-CGSG25020MK069	250 CM	20 CM	1 UNITÉ





**PRÉVENTION
DES ESCARRES**



ACCESSOIRES DE POSITIONNEMENT ET DE PRÉVENTION DES ESCARRES

APPUI TÊTE

/ PROTÉGER ET MAINTENIR LA TÊTE EN POSITION VENTRALE OU DORSALE - DURABLE



RÉF PRODUIT	DESRIPTIF	DIMENSIONS
AC-ELAP001	APPUI TÊTE ROND NOUVEAU-NÉ	9 x 4 x 2 CM
AC-ELAP002	APPUI TÊTE ROND PÉDIATRIQUE	14 x 6 x 3,5 CM
AC-ELAP003	APPUI TÊTE ROND ADULTE	20 x 7,5 x 4,5 CM
AC-ELAP011	APPUI TÊTE OUVERT NOUVEAU-NÉ	9 x 4 x 2 CM
AC-ELAP012	APPUI TÊTE OUVERT PÉDIATRIQUE	14 x 6 x 3,5 CM
AC-ELAP013	APPUI TÊTE OUVERT ADULTE	20 x 7,5 x 4,5 CM
AC-ELAP011/C	APPUI TÊTE TYPE FER À CHEVAL NOUVEAU-NÉ	9 x 4 x 2 CM
AC-ELAP012/C	APPUI TÊTE TYPE FER À CHEVAL PÉDIATRIQUE	14 x 6 x 3,5 CM
AC-ELAP013/C	APPUI TÊTE TYPE FER À CHEVAL ADULTE	20 x 7,5 x 4,5 CM



CALE TÊTE

/ PROTÉGER ET MAINTENIR LA TÊTE EN POSITION VENTRALE OU DORSALE



RÉF PRODUIT	DESCRIPTIF	DIMENSIONS
AC-ELAP110	CALE TÊTE TYPE THORNTON	27 X 23 X 7 CM
AC-ELAP112	CALE TÊTE (POSITION DORSALE)	23 X 27 X 9 CM
AC-ELAP022	CALES TÊTE (POSITION VENTRALE)	28 X 23 X 14,5 CM
AC-ELAP023	CALES TÊTE (POSITION VENTRALE)	23 X 19 X 13 CM
AC-ELAP081	APPUI TÊTE ANATOMIQUE	19 X 19 X 6 CM



Coussins conçus pour assurer une meilleure répartition des pressions sur les appuis :

- Evite les risques d'érythèmes et d'escarres

- Gamme complète de coussins avec des formes et des dimensions s'adaptant à toutes les tables d'opérations et leurs accessoires

SUR-MATELAS

/ GEL : POLYMÈRE VISCOÉLASTIQUE - ENVELOPPE : FILM POLYURÉTHANE (SANS LATEX) - IMPERMÉABLES ET RADIOTRANSParents - MATÉRIAUX NON TOXIQUES ET NON IRRITANTS

RÉF PRODUIT	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
AC-ELAP306	42 CM	15 CM	1 CM
AC-ELAP301	22,5 CM	50 CM	1 CM
AC-ELAP304	25 CM	50 CM	1 CM
AC-ELAP303	50 CM	50 CM	1 CM
AC-ELAP302	99 CM	50 CM	1 CM
AC-ELAP403	117 CM	50 CM	1 CM
AC-ELAP402	183 CM	50 CM	1 CM
AC-ELAP304-1.5	25 CM	50 CM	1,5 CM
AC-ELAP303-1.5	50 CM	50 CM	1,5 CM
AC-ELAP407-1.5	70 CM	45 CM	1,5 CM
AC-ELAP406-1.5	70 CM	50 CM	1,5 CM
AC-ELAP403-1.5	117 CM	50 CM	1,5 CM
AC-ELAP402-1.5	183 CM	50 CM	1,5 CM



Compatibles avec les systèmes de réchauffement (thermothérapies) / refroidissement (cryothérapie)



SUR-MATELAS

/ GEL : POLYMÈRE VISCOÉLASTIQUE - ENVELOPPE : FILM POLYURÉTHANE (SANS LATEX)
- IMPERMÉABLES ET RADIOTRANSARENTS - MATÉRIAUX NON TOXIQUES ET NON IRRITANTS

AC-ELAP301

AC-ELAP410W/C


AC-ELAP411W/C

RÉF PRODUIT	DESSCRIPTIF	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
AC-ELAP409W/C	PLAQUES DE PROTECTION	117 CM	50 CM	1 CM
AC-ELAP410W/C	PLAQUES DE PROTECTION	100 CM	51 CM	1 CM
AC-ELAP411W/C	PLAQUES DE PROTECTION	51 CM	51 CM	1 CM
AC-ELAP412	PLAQUES DE PROTECTION	33 CM	46 CM	0,5 CM
AC-ELAP413	PLAQUES DE PROTECTION	22 CM	17 CM	1,2 CM
AC-ELAP054	PLAQUES DE PROTECTION	14 CM	20 CM	1,3 CM
AC-ELAP053	PLAQUES DE PROTECTION	30,5 CM	66 CM	1,3 CM
AC-ELAP414	PLAQUES DE PROTECTION	60 CM	60 CM	2,5 CM
AC-ELAP415	PLAQUES DE PROTECTION	90 CM	50 CM	2,5 CM
AC-ELAP061	PLAQUES DE PROTECTION TYPE GAUFRIER	50,8 CM	50,8 CM	1,6 CM
AC-ELAP062	PLAQUES DE PROTECTION TYPE GAUFRIER	115 CM	50,8 CM	1,6 CM
AC-ELAP064	PLAQUES DE PROTECTION TYPE GAUFRIER	91,5 CM	45,7 CM	1,6 CM

PROTECTION DES JAMBES ET PIEDS


/ PROTÈGE ET ENVELOPPE LES ZONES FRAGILES

RÉF PRODUIT	DESSCRIPTIF	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
AC-ELAP032	PAIRE DE REPOSE-TALONS	17 CM	10,5 CM	5 CM
AC-ELAP801	PAIRE DE PROTECTIONS POUR ÉTRIERS	31,5 CM	23,5 CM	1 CM
AC-ELAP802	PAIRE DE PROTECTIONS POUR ÉTRIERS	39,5 CM	24,5 CM	1 CM
AC-ELAP803	PAIRE DE PROTECTIONS POUR ÉTRIERS	52 CM	30 CM	1 CM
AC-ELAP901	PAIRE DE PROTECTIONS POUR ÉTRIERS ORTHO (POSITION LITHOTOMIQUE)	71 CM	41 - 30 CM	1 CM



PROTECTION DES BRAS

/ POSITIONNE LES DIFFÉRENTES PARTIES DU BRAS, DE L'ÉPAULE JUSQU'AU POIGNET



RÉF PRODUIT	DESCRIPTIF	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
AC-ELAP310	PROTECTION POUR NERF CUBITAL/BRACHIAL	38 CM	11,5 CM	0,8 CM
AC-ELAP311	PROTECTION POUR NERF CUBITAL/BRACHIAL	46 CM	21 CM	0,8 CM
AC-ELAP071	PROTECTION POUR BRAS	40 CM	12,5 CM	2 CM
AC-ELAP072	PROTECTION POUR BRAS	60 CM	12,5 CM	2 CM

APPUI BRAS

/ EN MOUSSE RECOUVERT D'UNE PLAQUE DE GEL - POSITIONNE LES DIFFÉRENTES PARTIES DU BRAS, DE L'ÉPAULE JUSQU'AU POIGNET



RÉF PRODUIT	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
AC-ELAP418	16 CM	8 CM	6 CM
AC-ELAP419	70 CM	20 CM	8 CM
AC-ELAP420	30 CM	15 CM	10 CM
AC-ELAP421	50 CM	15 CM	10 CM
AC-ELAP422	60 CM	15 CM	10 CM
AC-ELAP073	40 CM	15,2 CM	3,8 CM
AC-ELAP074	61 CM	15,2 CM	3,8 CM
AC-ELAP075	50,8 CM	15,2 CM	5,1 CM
AC-ELAP076	63,5 CM	15,2 CM	5,1 CM

POSITIONNEMENT PATIENT

/ CALE 1/2 CYLINDRE À FOND PLAT - FACILITE LE POSITIONNEMENT DES PATIENTS PENDANT LES INTERVENTIONS



RÉF PRODUIT	DESCRIPTIF	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
AC-ELAP051		30,5 CM	15 CM	7,5 CM
AC-ELAP044		30,5 CM	10 CM	8,5 CM
AC-ELAP045	ADULTE	40,5 CM	10 CM	8,5 CM
AC-ELAP046		50 CM	10 CM	8,5 CM
AC-ELAP041		30,5 CM	15 CM	10 CM
AC-ELAP042		40,5 CM	15 CM	10 CM
AC-ELAP043		50 CM	15 CM	10 CM
AC-ELAP047-1		15 CM	5 CM	5 CM
AC-ELAP047-2		20 CM	5 CM	5 CM
AC-ELAP047-3		25,5 CM	5 CM	5 CM
AC-ELAP047-4	PÉDIATRIQUE	30,5 CM	5 CM	5 CM
AC-ELAP048-1		15 CM	7,5 CM	7,5 CM
AC-ELAP048-2		20 CM	7,5 CM	7,5 CM
AC-ELAP048-3		25,5 CM	7,5 CM	7,5 CM
AC-ELAP048-4		30,5 CM	7,5 CM	7,5 CM

CALE POSITIONNEMENT CAGE THORACIQUE

/ CALE DE POSITIONNEMENT POUR CAGE THORACIQUE - FACILITE LE POSITIONNEMENT PENDANT LES INTERVENTIONS



RÉF PRODUIT	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
AC-ELAP049-1	30,5 CM	16 CM	13/9 CM
AC-ELAP049-2	40,6 CM	16 CM	13/9 CM
AC-ELAP049-3	50,8 CM	16 CM	13/9 CM

POSITIONNEMENT PATIENT

/ FACILITE LE POSITIONNEMENT PENDANT LES INTERVENTIONS



RÉF PRODUIT	DESSCRIPTIF	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
AC-ELAP050-1	CALE POUR POITRINE - CÔTÉ GAUCHE	71/58,5 CM	23 CM	7,6 CM
AC-ELAP050-2	CALE POUR POITRINE - CÔTÉ DROIT	71/58,5 CM	23 CM	7,6 CM
AC-ELAP052	COUSSIN THORACIQUE GRADUÉ	23 CM	36 CM	3,8 CM
AC-ELAP092		33 CM	7 CM	5 CM
AC-ELAP093		33 CM	7 CM	6 CM
AC-ELAP091		16,5 CM	7,6 CM	4,6 CM
AC-ELAP095	COUSSIN UNIVERSEL	25,5 CM	12,7 CM	5 CM
AC-ELAP096		38 CM	12,7 CM	6,4 CM
AC-ELAP097		50,8 CM	12,7 CM	7 CM
AC-ELAP094		35,5 CM	12,7 CM	7,1 CM
AC-ELAP101	COUSSIN LATÉRAL	72 CM	50 CM	16 CM

PROTECTION POUR CADRE

/ FACILITE LE POSITIONNEMENT PENDANT LES INTERVENTIONS




RÉF PRODUIT	DESSCRIPTIF	DIMENSIONS
AC-ELAP111	PROTECTION POUR CADRE DE RELTON (SET DE 4)	-
AC-ELAP210	PROTECTION POUR CADRE DE WILSON	75 X 25,5 X 2,5 CM
AC-ELAP211	PROTECTION POUR CADRE DE WILSON	75 X 25,5 X 1 CM
AC-ELAP056	PROTECTION DE HANCHE AVEC TROU Ø 55MM	-
AC-ELAP701	PROTECTION POUR COQUILLE VAC PACTM	97 X 64 X 1 CM
AC-ELAP601	CEINTURE DE MAINTIEN	50,5 X 8,5 X 0,8 CM

FOCUS PRODUIT

COUSSIN DE POSITIONNEMENT

DESCRIPTIF :

Cale tête contenant de la mousse recouverte d'une matière PVC déhoussable par fermeture à glissière ou velcro, destiné au maintien et au positionnement des patients en décubitus lors d'examens ou d'opérations.



+ DES SOLUTIONS SUR MESURE

RÉF : AC-DE313505ALLHX

+ SOLUTION ÉCONOMIQUE

Se substitue au produit original. Il s'installe à la place du produit du fabricant de la table et offre les mêmes qualités.

> VERSATILITÉ

+ SOLUTION ERGONOMIQUE

Facilité d'installation - support ProneView®

- > MODULABLE
- > FACILE

+ FABRICATION FRANÇAISE

Produit fabriqué en France dans nos ateliers
Responsabilité emploi préservé

- > QUALITÉ
- > RESPECT DE L'EMPLOI
- > PROXIMITÉ

FABRIQUÉ EN
FRANCE



MICROBILLES EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

- Matériau utilisé très léger : des microbilles en polystyrène expansé de très faible granulométrie pour un meilleur confort et une grande adaptabilité des supports à la morphologie des patients.
- Traitement d'ignifugation



NF EN ISO 597 - 1 & 2



MICROFIBRES POLYESTER

- Matériau : fibres polyester
- Les fibres emprisonnent l'air pour une sensation de moelleux et un confort accru.
- Traitement d'ignifugation

NF EN ISO 597 - 1 & 2

DESCRIPTIF :

Coussins de positionnement en microbilles en Polystyrène Expansé de faible granulométrie ou fibres polyester

Modèles disponibles :



AC-SYSP9700B1HW
AC-SYSP9700B1HW

35 X 26 CM



AC-SYSP9701B1HW
AC-SYSP9751F1HW

56 X 40 CM



AC-SYSP9702B1HW
AC-SYSP9752F1HW

20 X 60 CM



AC-SYSP9705B1HW
AC-SYSP9755F1HW

135 X 85 CM



AC-SYSP9707B1HW
ACSYS-P9757F1HW

180 X 55 CM



ACSYS-P9710B1HW
AC-SYSP9760F1HW

60 X 40 X 30 CM



ACSYS-P9704B1HW
ACSYS-P9754F1HW
 L 50 CM L 50 CM



AC-SYSP9703B1HW
AC-SYSP9753F1HW
 L 32 CM L 62 CM



AC-SYSP9708B1HW
AC-SYSP9758F1H
 L 135 CM L 58 CM
 L 85 CM L 40 CM

AC-SYSP9709B1HW
AC-SYSP9759F1HW
 L 85 CM L 25 CM H 15 CM



AC-SYSP9711B1HW
AC-SYSP9761F1HW
 L 30 CM L 10 / 30 CM H 15 CM



AC-SYSP9712B1HW
AC-SYSP9762F1HW
 L 46 CM L 30 CM H 10 CM



AC-SYSP9763F1HW
 L 48 CM L 43 CM H 10 CM

SIÈGES MÉDICAUX POUR LE CONFORT DU PRATICIEN

+ SOLUTION TECHNIQUE SÉRIE 13 - SÉRIE 19

- Revêtement lavable en expansé Boeing (tissu enduit de pvc), classé anti-feu M1 selon les normes DIN4102B2 et EN1021-1-2.
- Rembourrage à haute densité de mousse
- Efficacité contre les bactéries (MRSA)



+ SOLUTION POUR LA DÉCONTAMINATION

- Dessous d'assises sans agrafes ni coutures et recouverts par une feuille de vinyle collée à haute pression avec un carénage de protection pour faciliter le nettoyage et la décontamination.

+ FABRICATION FRANÇAISE

- Fabriqué en France
- Emplois préservés
- Qualité
- Proximité



COLORIS DU REVÊTEMENT VYNILE



BLEU OCÉAN



PORCELAINE



NOIR



GRIS CLAIR

OPTION REPOSE PIEDS CIRCULAIRE EN ACIER CHROMÉ Ø 44 CM : RAJOUTER RPTL À LA RÉF.
OPTION REPOSE PIEDS CIRCULAIRE EN ALUMINIUM POLI Ø 46 CM : RAJOUTER RP À LA RÉF.

TABOURETS SÉRIE 12 CLASSÉE M2

/ ASSISE DIAMÈTRE 33CM ÉPAISSEUR 3,5CM - REVÊTEMENT VYNILE - RÉGLABLE EN HAUTEUR PAR VÉRIN À GAZ - BASE ACIER CHROMÉ SUR PATINS OU ROULETTES



RÉF PRODUIT	DESSCRIPTIF	TYPE	HAUTEUR
AL-1221P	TABOURET	PATINS	40 À 53 CM
AL-1222P			47 À 67 CM
AL-1223P			53 À 78 CM
AL-1224P			62 À 87 CM
AL-1221DP	TABOURET AVEC DOSSIER	PATINS	40 À 53 CM
AL-1222DP			47 À 67 CM
AL-1223DP			53 À 78 CM
AL-1224DP			62 À 87 CM
AL-1221RVP	TABOURET	ROULETTES SOL DUR	42 À 55 CM
AL-1222RVP			49 À 69 CM
AL-1223RVP			55 À 80 CM
AL-1221DRVVP			42 À 55 CM
AL-1222DRVVP	TABOURET AVEC DOSSIER	ROULETTES SOL DUR	49 À 69 CM
AL-1223DRVVP			55 À 80 CM

**COLORIS DU
REVÊTEMENT
BOEING**



OPTION REPOSE PIEDS CIRCULAIRE EN ACIER CHROMÉ Ø 44 CM : RAJOUTER RPTL À LA RÉF.

OPTION REPOSE PIEDS CIRCULAIRE EN ALUMINIUM POLI Ø 46 CM : RAJOUTER RP À LA RÉF.

TABOURETS SÉRIE 13 CLASSÉE M1

/ ASSISE DIAMÈTRE 33CM ÉPAISSEUR 4,5CM - RÉGLABLE EN HAUTEUR PAR VÉRIN À GAZ - BASE ACIER CHROMÉ SUR PATINS OU ROULETTES



RÉF PRODUIT	DESCRIPTIF	TYPE	HAUTEUR
AL-1321P	TABOURET	PATINS	40 À 53 CM
AL-1322P			47 À 67 CM
AL-1323P			53 À 78 CM
AL-1324P			62 À 87 CM
AL-1321DP	TABOURET AVEC DOSSIER	PATINS	40 À 53 CM
AL-1322DP			47 À 67 CM
AL-1323DP			53 À 78 CM
AL-1324DP			62 À 87 CM
AL-1321RVP	TABOURET	ROULETTES SOL DUR	42 À 55 CM
AL-1322RVP			49 À 69 CM
AL-1323RVP			55 À 80 CM
AL-1321DRVP			42 À 55 CM
AL-1322DRVP	TABOURET AVEC DOSSIER	ROULETTES SOL DUR	49 À 69 CM
AL-1323DRVP			55 À 80 CM

ASSISE CONFORT

TABOURETS SÉRIE 19 CLASSÉE M1

/ ASSISE DIAMÈTRE 33CM ÉPAISSEUR 6,5CM RÉGLABLE EN HAUTEUR PAR VÉRIN À GAZ - BASE ACIER CHROMÉ SUR PATINS OU ROULETTES



RÉF PRODUIT	DESCRIPTIF	TYPE	HAUTEUR
AL-1921P	TABOURET	PATINS	41 À 54 CM
AL-1922P			48 À 68 CM
AL-1923P			54 À 79 CM
AL-1924P			63 À 88 CM
AL-1921DP	TABOURET AVEC DOSSIER	PATINS	41 À 54 CM
AL-1922DP			48 À 68 CM
AL-1923DP			54 À 79 CM
AL-1924DP			63 À 88 CM
AL-1921RVP	TABOURET	ROULETTES SOL DUR	43 À 56 CM
AL-1922RVP			50 À 70 CM
AL-1923RVP			56 À 81 CM
AL-1921DRVP			43 À 56 CM
AL-1922DRVP	TABOURET AVEC DOSSIER	ROULETTES SOL DUR	50 À 70 CM
AL-1923DRVP			56 À 81 CM



TABOURET SÉRIE 13DI COMMANDE AU PIED

/ ASSISE DIAMÈTRE 33CM ÉPAISSEUR 4,5CM - RÉGLABLE EN HAUTEUR PAR COMMANDE AU PIED - BASE ACIER CINTRÉ SUR PATINS OU ROULETTES

RÉF PRODUIT	HAUTEUR	TYPE
AL-1321P.DI	55 À 65 CM	PATINS
AL-1322P.DI	63 À 78 CM	
AL-1321RVP.DI	57 À 67 CM	ROULETTES SOL DUR
AL-1322RVP.DI	65 À 80 CM	



TABOURET AVEC DOSSIER SÉRIE 13DI COMMANDE AU PIED

/ ASSISE DIAMÈTRE 33CM ÉPAISSEUR 4,5CM - RÉGLABLE EN HAUTEUR PAR COMMANDE AU PIED - BASE ACIER CINTRÉ SUR PATINS OU ROULETTES

RÉF PRODUIT	HAUTEUR	TYPE
AL-1321DP.DI	55 À 65 CM	PATINS
AL-1322DP.DI	63 À 78 CM	
AL-1321DRV.PDI	57 À 67 CM	ROULETTES SOL DUR
AL-1322DRV.PDI	65 À 80 CM	



TABOURET SÉRIE 19DI COMMANDE AU PIED

ASSISE CONFORT

/ ASSISE DIAMÈTRE 33CM ÉPAISSEUR 6,5CM - RÉGLABLE EN HAUTEUR PAR COMMANDE AU PIED - BASE ACIER CINTRÉ SUR PATINS OU ROULETTES

RÉF PRODUIT	HAUTEUR	TYPE
AL-1921P.DI	56 À 66 CM	PATINS
AL-1922P.DI	64 À 79 CM	
AL-1921RVP.DI	58 À 68 CM	ROULETTES SOL DUR
AL-1922RVP.DI	66 À 81 CM	



TABOURET AVEC DOSSIER SÉRIE 19DI COMMANDE AU PIED

ASSISE CONFORT

/ ASSISE DIAMÈTRE 33CM ÉPAISSEUR 6,5CM - RÉGLABLE EN HAUTEUR PAR COMMANDE AU PIED - BASE ACIER CINTRÉ SUR PATINS OU ROULETTES

RÉF PRODUIT	HAUTEUR	TYPE
AL-1921DP.DI	56 À 66 CM	PATINS
AL-1922DP.DI	64 À 79 CM	
AL-1921DRV.PDI	58 À 68 CM	ROULETTES SOL DUR
AL-1922DRV.PDI	66 À 81 CM	

ASSISE CONFORT

**SELLE OSCILLANTE COMMANDE AU PIED**

/ ASSISE LARGEUR 38 CM - PROFONDEUR 36 CM - ÉPAISSEUR 6 CM - RÉGLABLE EN HAUTEUR PAR VÉRIN À GAZ- INCLINAISON AJUSTABLE VERS L'AVANT EN FONCTION DE L'INCLINAISON DU BUSTE - BLOCAGE AUTOMATIQUE VERS L'ARRIÈRE - SÉCURITÉ

RÉF PRODUIT	HAUTEUR	DESSCRIPTIF	TYPE
AL-SOP.DI	64 À 79 CM	ACIER CINTRÉ	PATINS

**SELLE PONEY COMMANDE AU PIED**

/ ASSISE DIAMÈTRE 40CM PROFONDEUR 35CM - RÉGLABLE EN HAUTEUR PAR VÉRIN À GAZ- BASE ACIER CHROMÉ SUR PATINS OU ROULETTES

RÉF PRODUIT	HAUTEUR	TYPE
AL-3721RVP.DI	58 À 68 CM	ROULETTES
AL-3721RVP.DIAS	58 À 68 CM	ROULETTES AVEC ASSISE AJUSTABLE ET INCLINABLE

**ASSIS DEBOUT SÉRIE 39ESD**

/ ASSISE LARGEUR 34CM PROFONDEUR 27CM - RÉGLABLE EN HAUTEUR PAR VÉRIN À GAZ- BASE ACIER CHROMÉ SUR PATINS - REVÊTEMENT ANTISTATIQUE

RÉF PRODUIT	HAUTEUR	TYPE
AL-3923P.ESD	53 À 78 CM	PATINS
AL-3924P.ESD	62 À 87 CM	PATINS

**SIÈGE TECHNIQUE AMAGNÉTIQUE SÉRIE 42**

/ ASSISE LARGEUR 44CM PROFONDEUR 39CM - HAUTEUR DOSSIER 25CM- RÉGLABLE EN HAUTEUR PAR VÉRIN À GAZ- BASE ACIER CHROMÉ SUR PATINS OU ROULETTES

RÉF PRODUIT	HAUTEUR	TYPE
AL-4221P	41 À 54 CM	PATINS
AL-4222P	48 À 68 CM	
AL-4223P	54 À 79 CM	
AL-4224P	63 À 88 CM	ROULETTES SOL DUR
AL-4221R	43 À 56 CM	
AL-4222R	50 À 70 CM	
AL-4223R	56 À 81 CM	



POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE S'ENGAGER

CG MEDICAL S'ENGAGE



01. Respect de la réglementation

Innover dans nos offres aux clients, anticiper leurs besoins, accompagner leur développement et faire progresser constamment leur satisfaction tout en respectant les exigences réglementaires applicables.

02. Progrès continu

Déployer une démarche constructive et performante s'appuyant sur des pratiques partagées au sein de la société.

03. Innovation

Mettre l'éco-conception au cœur de l'innovation de nos produits

04. Performance économique

Assurer la pérennité de la société par une croissance rentable à long terme.

05. Protection de l'environnement

CG MEDICAL s'engage à réduire sa consommation de ressources naturelles, maîtriser ses rejets et optimiser la valorisation des déchets.

06. Implication sociale

Une véritable politique sociale et éthique de l'entreprise qui place l'humain au cœur des priorités et des valeurs de l'entreprise.

08. Ancrage territorial

Promouvoir une dynamique territoriale en favorisant les partenariats avec des organisations et des parties prenantes locales, avoir un comportement citoyen vis-à-vis de la communauté.

07. Confiance et partenariat

Entretenir une relation de confiance avec nos parties prenantes, clients, organismes notifiés, fournisseurs, collaborateurs... dans le cadre d'un véritable partenariat et créer de la valeur pour tous.

09. Achats responsables

Mise en place d'une charte relations fournisseurs responsables.




A series of horizontal dashed lines for writing, spanning the width of the page.



A series of horizontal dashed lines for writing notes, spanning the width of the page.

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

UN CONTACT COMMERCIAL ?
Vos interlocuteurs
par secteur



● **SECTEUR PARIS / DOM TOM**
secteur1@cgmedical.fr

● **SECTEUR SUD-EST**
secteur2@cgmedical.fr

● **SECTEUR NORD-OUEST**
secteur3@cgmedical.fr

● **SECTEUR NORD-EST**
secteur4@cgmedical.fr

● **SECTEUR SUD-OUEST**
secteur5@cgmedical.fr

UNE DEMANDE D'INFORMATION ?
✉ info@cgmedical.fr
☎ 04.74.71.86.93

POUR PASSER UNE COMMANDE
✉ ventes@cgmedical.fr
☎ 04.74.71.76.90
📠 04.74.71.76.90
www.cgmedical.fr

SERVICE DES MARCHÉS
✉ marchés@cgmedical.fr
☎ 04.74.71.86.93

UNE QUESTION QUALITÉ ?
✉ qualité@cgmedical.fr
☎ 04.74.71.82.17

JOINDRE LA COMPTABILITÉ
✉ d.thuel@cgmedical.fr
☎ 04.74.71.64.57